



# Ultra Sterilpose

## Poser og ruller for sterilisering av instrumenter

Ett kostnadseffektivt og ultrasterkt alternativ til det ytre sterilpapiret eller i de tilfeller der en vanlig papir-/plastpose ikke holder, f.eks. ved pakking av tungt gods eller instrumentrister.

- Engangsprodukt, kan steriliseres og åpnes en gang
- Enkel å åpne og legge frem aseptisk
- Indikatorer for damp
- Batch- og størrelsemerking på åpningssiden

Non-woven materialet som brukes i ULTRA poser har svært gode egenskaper med hensyn til sprengningstyrke, rivestyrke, sveisestyrke, beskyttelse mot bakteriepenetrasjon, dampporøsitet og vannavstøtende. Alt dette gjør ULTRA-ruller til et sikkert og kostnadseffektivt alternativ til de vanlige posene og sterilpapiret.

Vi anbefaler ULTRA-rullene til tungt gods, tunge instrumenterbokser og ved operasjoner der fiber- og partikkelutslipp absolutt må minimeres (som for eksempel ved hjerte-, implantant- og øyekirurgi).

Ruller		
Art. Nr.	Størrelse	Ant./forpk
99ULT05070	50 mm x 70 m	5
99ULT08070	80 mm x 70 m	3
99ULT12070	120 mm x 70 m	3
99ULT16070	160 mm x 70 m	2
99ULT22070	220 mm x 70 m	1
99ULT25070	250 mm x 70 m	1
99ULT28570	285 mm x 70 m	1
99ULT32070	320 mm x 70 m	1
99ULT38070	380 mm x 70 m	1
99ULT42070	420 mm x 70 m	1
99ULT47070	470 mm x 70 m	1
99ULT52070	520 mm x 70 m	1
99ULT58070	580 mm x 70 m	1

**Bruksanvisning:**

Sørg for at det finns frie flater slik at steriliseringsgassene kan passere inn og ut av posen. Fyll posen kun 2/3, både på lengden og bredden.

**Rull/pose åpning:**

Ultra materialet kan åpnes fra begge endene, uavhengig av materialfiberens retning.

For poser som er designet med en pil for åpningsretning:

Åpne i pilens retning gjør det mulig å åpne posen antiseptisk.

**Posestørrelser anbefalet til kurve:**

	Innerste lag	Ytre lag
DIN og 1/2 DIN	380 x 450 mm	420 mm ruller
SPRI (std høyde)	470 mm ruller	520 mm ruller
SPRI (høy modell)	520 mm ruller	580 mm ruller



Poser		
Art. Nr.	Størrelse	Ant./forpk
98ULT00830	80 mm x 300 mm	2000
98ULT01220	120 mm x 200 mm	1200
98ULT01240	120 mm x 400 mm	1000
98ULT01630	160 mm x 300 mm	1200
98ULT01650	160 mm x 500 mm	1000
98ULT02240	220 mm x 400 mm	500
98ULT02260	220 mm x 600 mm	400
98ULT02550	250 mm x 500 mm	500
98ULT02845	285 mm x 450 mm	500
98ULT02860	285 mm x 600 mm	300
98ULT03255	320 mm x 550 mm	300
98ULT03845	380 mm x 450 mm	400
98ULT03865	380 mm x 650 mm	300
98ULT03869	380 mm x 690 mm	300

## ULTRA – RULLER og POSER

### TEKNISK DATABLAD

**BESTÅR AV**

Non-Woven polyalken 93g/m<sup>2</sup>

**LAMINATFILM**

Blå polyester 12µm+ polypropen 38µm + lim

**FAKTA OM PRODUKTET**

Størrelse Bredde: Toleranse ± 2 mm

Sveisestyrke: > 1,5 N/15 mm, (>4-5 større enn det som EN868-5 krever)

**INDIKATOR**

Damp (134°C ≤ 18min.) omslag fra rosa til brunt

**SVEISING / ANBEFALING**

Ved 135°-155°C. i henhold til EN ISO 11607-2 er det anbefalt å bruke en validert varmforsigling for å forsegle posen og lage en mikrobiell barriere.

**Oppbevaring:**

Unngå direkte sol og ekstremt høye temperaturer  
Temperatur 10-30 grader C  
Relativ luftfuktighet 30-60%  
Esken må ikke skades under transport eller oppbevaring

**Holdbarhet:**

5 år fra produksjonsdato hvis anbefalingene for oppbevaring er overholdt

**Kvalitetssystem:**

ISO 9001 og ISO 13485

**CE-merking:**

MDR 2017/745

EN ISO 11607: 1, EN 868-5

og EN 868-9

Indikatorer: ISO 11140-1, Class I