

independence with confidence

www.optimummedical.de

Ugo fix™
sleeve leg bag holder
Fasthållningsmanchett
för kateterpåse



För fasthållning av benkateterpåsar
som är kopplade till kvarliggande
katetrar och uridomer

Ugo fix™

sleeve leg bag holder

På **Optimum Medical** förstår vi oss på behovet av säker och pålitlig fastsättning av katetrar och kateterpåsar.

Ugo Fix (Benficka) har tagits fram för att ge patienter ett behagligt stöd och möjlighet att förflytta sig obehindrat och riskfritt.

Ugo Fix Sleeve (Benficka) är en manchett för fastsättning av benkateterpåsar som är anslutna till urinkatetrar, suprapubiska katetrar och uridomer.

LATEXFRI

Fördelar:

- Tvättbara, vävda fiberblandningar ger styrka och tålighet.
- Följer benets form för jämn urinfördelning och minskat ljud.
- Graderade linjer av koncentrerad elastan för stöd och kontrollerad expansion när påsen fylls upp.
- Yttre söm för att undvika skavsår och ökad bekvämlighet.
- Förstärkt tömningshål för att upprätthålla oavbruten support
- Ökad bredd och styrka i under- och överdel för stöd och fixering.
- Inga extra slanghål i övre sömmen för att undvika fränkoppling från länkdräneringssystemet
- Färgkodad toppsöm för korrekt anslutning och ombeställning.
- Komplementeras av **Ugo Fix Catheter Strap**



ANVÄNDNING AV UGO FIX SLEEVE FÖR KATETERPÅSE

Före fastsättningen är det viktigt att du mäter den kraftigaste delen av låret eller vaden och följer storlekstabellen nedan.

Art.nr.	PIP kod	Produktbeskrivning	Innerförpackning	Ytterförpackning
603005	394-0178	Ugo Fix Sleeve Small - 24 cm-39 cm	4 pack	80 pack
603006	394-0160	Ugo Fix Sleeve Medium - 36 cm-55 cm	4 pack	80 pack
603007	394-0152	Ugo Fix Sleeve Large - 40 cm-70 cm	4 pack	80 pack
603008	394-0145	Ugo Fix Sleeve Extra Large - 65 cm-95 cm	4 pack	80 pack



1 För **Ugo Fix Sleeve** (Benficka) över foten och placera på vad eller lår. Se till att färgmärkningen är överst och riktad utåt.

2 För in kateterpåsen i den främre fickan via den övre öppningen.

3 Tryck dräneringskranen genom hålet i manchetten och justera för bästa dränering och komfort.

→ Nu kan du tömma kateterpåsen utan att behöva ta bort den från **Ugo Fix Sleeve** (Benficka).

Vi rekommenderar att **Ugo Fix Sleeve** (Benficka) byts ut en gång om dagen eller oftare vid behov. För att underlätta detta har vi förpackat strumporna i satser om fyra för den dagliga användnings- och tvättcykeln.

För att bibehålla **Ugo Fix Sleeve** (Benfickor) egenskaper rekommenderas att de tvättas i tvättpåse.

Av denna anledning medföljer en tvättpåse i varje förpackning av **Ugo Fix Sleeve** (Benfickor).





optimum medical
support™



Träning och utbildning för optimerad vård

Besök www.optimummedicalsupport.co.uk för att veta mer.

MILJÖPOLICY



Som tillverkare av medicinska produkter är vi medvetna om vårt miljöansvar och vikten av att bevara naturliga resurser. Vi strävar efter att göra våra förpackningar så små som möjligt och därmed minska vårt bidrag till sopberget.



Vi ser till att transporten av våra produkter är så effektiv och miljövänlig som möjligt.

Alla trycksaker består till 50% av återvunnet material i enlighet med FSCprogrammet Chain-of Custody.



optimummedical

MEDI PLAST®

Återförsäljare Mediplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35 | mediplast.info@mediplast.com | www.mediplast.com

Optimum Medical

Tenant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

