

SteriSet-steriliseringsbeholdere

Nyskapende beholderteknologi

MEDI PLAST



Ekstra beskyttelse med dobbeltlokk

- Slitesterkt rustfritt stål/aluminium beskytter verdifulle instrumenter og den indre ventilen
- Plassbesparende design tillater inntil 3 containere å bli stablet i sterilisatoren
- Holder støv, fuktighet og andre forurensende stoffer borte, for bedre hygiene

Ventil i rustfritt stål

- Bidrar med å sikre sterilitet og redusere avfall
- Eliminerer behovet for engangspapirfiltre
- Trykkaktivert mekanisme som åpner seg automatisk under forvakuum-dampsteriliseringssyklusen
- Ventilen forblir lukket etter sterilisering for å skape en ugjennomtrengelig barriere og holde innholdet sterilt

Manipuleringssikker forseglinger

- Varmeaktivert og intelligent ThermoLoc-låsesystem som låser lokket på plass under steriliseringsyklusen
- Eliminerer behovet for engangslås i plast
- Gir en forsegling som viser om den har blitt manipulert
- Sikrer at containeren forblir forseglet til den blir åpnet i operasjonssalen
- Allsidige fargekodete håndtak og etiketter forenkler valg av container

Kondensavløp for tunge belastninger

- Ideelt for sett på over 8 kg, eller for utstyr tilpasset vanndamp
- Åpnes når sterilisatoren når 130 °C, slik at gjenværende kondens slippe ut av containeren
- Når sterilisatoren har kjølt seg ned til 110 °C, lukker drenet seg for å sikre en tørr og fullstendig beskyttet instrumentlast



Før



Etter

Disse beholdere er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren. Oversettelse av dette dokumentet ble utført av Medioplast AS. For den Medline-verifiserte engelske versjonen, vennligst kontakt din distributør. Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren. © 2021 Medline Industries, Inc. Medline er et registrert varemerke eid av Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML873_NO 08/2021

Distribuerad av:
Medioplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Norge
T 32 88 11 00

mediplast@mediplast.no
www.mediplast.com