



Indikasjon: Bandasje til bruk over kompresser. Hud-beskyttelse ved hel hud. Kan med fordel anvendes på varmel/svette pasienter.

Non-woven bandasje på rull

MEDIPLAST kan tilby usterilt non-woven bandasje på rull med beskyttelsespapir. Klippes til riktig størrelse med maksimal fleksibilitet. Kan formes etter kroppskonturer og bevegelse. Produktet er usterilt og skal ikke benyttes på skadet hud, åpne sår eller IV-innganger. Rullen ligger en-stykkspakket i boks.

Lengde: 10 meter

Artikkelnummer	Størrelse	Antall/avd.frp	Antall/trp.frp
60701302	2,5 cm	1	120
60701305	5 cm	1	60
60701310	10 cm	1	36
60701315	15 cm	1	24
60701320	20 cm	1	18
60701330	30 cm	1	12

Avd.frp = min.kvant/best