


Infusionsaggregat med flödesregulator



- Flödesregulator förhindrar att infusionen går in för snabbt
- Mätaren kan ställas in med 10 ml gradering mellan 10-325 ml/h
- Insticksspets utan silikon för säker koppling till infusionspåse/flaska
- Vätskefilter 15 µm och luftfilter 0,2 µm
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregatet och minskar risken för läckage och kontamination
- Roterande luer-lock
- Air-Guard förhindrar att luft passerar ner i slangen efter att lösningen tagit slut
- MR kompatibel

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR60500156F	Infusionsaggregat 180 cm, luftat med flödesregulator	PVC-fri	10/100*
60MR60500156FV	Infusionsaggregat 180 cm, luftat med flödesregulator och backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusionsaggregat 180 cm, luftat med flödesregulator och Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60MR60500161F	Infusionsaggregat 320 cm, luftat med flödesregulator	PVC-fri	10/100*

Material: Slang: TPE Droppkammare: SB Spike: ABS Luftfilter: PP Vätskefilter: PA	Flowstop: ABS/PE Slangklämma: PP Backventil: MABS/Silikon Flödesregulator: PC / POM	Sterilisering: EO Infusionsaggregat 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack * = minsta kvantitet/beställning
--	--	---