



vue•ultrasound gel™

ultralydgel

vannbasert med nøytral pH

Vue er en vannbasert ultralydgel for profesjonell bruk. Brukes til alle typer terapeutisk og diagnostisk ultralyd.



Funksjoner og fordeler:

- **Vue** kan også brukes for elektroder ved EKG- eller TENS-behandling.
- Gel med optimal viskositet, som ikke klister eller irriterer huden. Fri for salt og hydroksid.
- Ufarget, gir ikke flekker på utstyr, klær eller hud.
- Usteril gel, 250 ml i flaske. Flasken har en praktisk kork som er lett å åpne og lukke med én hånd.
- Steril gel, 20 ml i endosepakning. Brukes ved undersøkelser der det er krav til sterilitet og optimal hygiene.



LATEX FRI

Art.nr	Beskrivelse	Avd. frp	Trsp. frp
60101156	20 ml endosforpakning, steril	30	240
60101156S	20 ml endosforpakning	30	240
60101165	5L beholder med pump	1	4
60101158	5L	1	4
60101159	1L flaske	-	12
60101157	250 ml flaske	-	40

CE-merket i henhold til MDD 93/42/EEC, Class I non sterile (60101157, 60101158), Class IIa sterile (60101156)



optimummedical®

Forhandler:

MEDI PLAST®

Mediplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00

mediplast@mediplast.no

www.mediplast.com