


Produktöversikt för sterilcentralen

Komplett produktutbud och support



MEDI PLAST

Sterilisering när den är som bäst





Använd den här omfattande guiden när du rådgör med din Medline-representant. Tillsammans kan ni utrusta er steriliseringscentral med de skräddarsydda och prisvärda kvalitetsprodukter som ni behöver i ert system.

Grundlig vård

Många inser inte hur mycket arbete som ingår vid sterilisering, som syftar till att eliminera 99,999 % av alla smittämnen.

Medline tar inte steriliteten hos kirurgiska instrument för given. Vi förstår utmaningarna och arbetar systematiskt för att ta fram breda produktserier med Väsentliga produkter för varje steg i steriliseringsprocessen.

Sterilisering

SteriSet® steriliseringsbehållare	5
Steriliseringsbrickor	6
Steriliseringstillbehör	9
Packskynken	10
Tillbehör till packskynken	12

Skyddskläder

Handskar	14
Förkläden och skoskydd	16
Ansiktsskydd	19
Golvsäkerhet	
Golvmatta	20

Sterilisering

Att gå från enstaka komponenter till sammansatta och steriliserade instrumentuppsättningar är där sterilcentralen övergår från att förberedelse av instrument till leverans av enastående patientvård. Medline hjälper er nå era mål, med fokus på säkerhet, uthållighet och värde.

SteriSet® steriliseringsbehållare¹

Skydd med dubbla lock

- Slitstarkt rostfritt stål/ aluminium skyddar värdefulla instrument och den inre ventilen
- Utrymmesbesparande konstruktion som möjliggör stapling av upp till 3 behållare i sterilisatorn
- Håller ute damm, fukt och andra föroreningar för extra hygien

Ventil i rostfritt stål

- Hjälper till att säkerställa steriliteten och minska avfallet
- Elimineras behovet av engångsfilter av papper
- Tryckaktiverad, öppnar automatiskt under steriliseringscykel med ångförvakuum
- Ventilen hålls stängd efter sterilisering och utgör en ogenomsläpplig barriär som håller innehållet sterilt

Manipuleringsäker

- Det intelligenta, värmeaktiverade låssystemet ThermoLoc, låser locket på plats under steriliseringscykeln
- Elimineras behovet av engångslås av plast
- Ger en manipuleringsäker försegling
- Säkerställer att behållaren hålls försluten tills den öppnas i operationssalen
- Mångsidiga, färgkodade handtag och brickor förenklar hanteringen

Kondensdränage för stora vätskemängder

- Perfekta för uppsättningar som väger över 8 kg och för tillfällen där våt ånga används
- Öppnar när sterilisatorn når 130 °C, så att återstående kondens kan rinna ut ur behållaren
- När sterilisatorntemperaturen understiger 110 °C, stänger utloppsporten, vilket garanterar en torr, helt skyddad instrumentuppsättning



Före



Efter

SteriSet full storlek

Konstruerat för att hantera en fullständig instrumentuppsättning för större ingrepp. Måtten nedan indikerar utvändigt längd x bredd x höjd.

Med plan botten

Artikelnr Aluminium- lock	Artikelnr Lock i rostfritt stål	Beskrivning	Förpackning
TVA60	TVE60	59.6 cm, 27.5 x 12.0 cm	1/st
TVA61	TVE61	59,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/st
TVA62	TVE62	59.6 cm, 27.5 x 16.0 cm	1/st
TVA64	TVE64	59.6 cm, 27.5 x 21.0 cm	1/st
TVA66	TVE66	59.6 cm, 27.5 x 27.0 cm	1/st

Med kondensatdränage

Artikelnr Aluminium- lock	Artikelnr Lock i rostfritt stål	Beskrivning	Förpackning
TVA67	TVE67	59.6 cm, 27.5 x 12.0 cm	1/st
TVA68	TVE68	59,6 x 27,5 x 14,0 cm	1/st
TVA69	TVE69	59.6 cm, 27.5 x 18.0 cm	1/st
TVA6A	TVE6A	59.6 cm, 27.5 x 23.0 cm	1/st
TVA6B	TVE6B	59.6 cm, 27.5 x 29.0 cm	1/st

SteriSet trekvartsstorlek

Med plan botten

Artikelnr Aluminiumlock	Artikelnr Lock i rostfritt stål	Beskrivning	Förpackning
TVA41	TVE41	45.6 cm, 28.0 x 14.0 cm	1/st
TVA42	TVE42	45,6 x 28,0 x 16,0 cm	1/st

Med kondensatdränage

Artikelnr Aluminiumlock	Artikelnr Lock i rostfritt stål	Beskrivning	Förpackning
TVA48	TVE48	45.6 cm, 28.0 x 14.0 cm	1/st
TVA49	TVE49	45,6 x 28,0 x 18,0 cm	1/st



SteriSet halv storlek

Med plan botten

Artikelnr Aluminium- lock	Artikelnr Lock i rostfritt stål	Beskrivning	Förpackning
TVA30	TVE30	29.6 cm, 27.5 x 12.0 cm	1/st
TVA31	TVE31	29.6 cm, 5 x 14.0 cm	1/st
TVA32	TVE32	29,6 x 27,5 x 16,0 cm	1/st
TVA34	TVE34	29,6 x 27,5 x 21,0 cm	1/st
TVA36	TVE36	29.6 cm, 27.5 x 27.0 cm	1/st

Med kondensatdränage

Artikelnr Aluminium- lock	Artikelnr Lock i rostfritt stål	Beskrivning	Förpackning
TVA37	TVE37	29.6 cm, 27.5 x 12.0 cm	1/st
TVA38	TVE38	29.6 cm, 5 x 14.0 cm	1/st
TVA39	TVE39	29,6 x 27,5 x 18,0 cm	1/st
TVA3A	TVE3A	29,6 x 27,5 x 23,0 cm	1/st
TVA3B		29.6 cm, 27.5 x 29.0 cm	1/st

TASKIT Container

Ministorlek – idealisk för oftalmologiska instrument

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
KVA10	28.5 cm, 13.5 x 6.0 cm	1/st
KVA11	28.5 cm, 13.5 x 8.0 cm	1/st
KVA12	28.5 cm, 13.5 x 10.0 cm	1/st

Plomberingar

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
DPKSIE1	Grön	500/förp.
DPKSIE2	Blå	500/förp.
DPKSIE3	Röd	500/förp.
DPKSIE4	Gul	500/förp.
DPKSIE5	Vit	500/förp.

DPKSIE3



SteriSet Sterilisering Färgkodning

Uppnå effektivare verksamhet i med färgkodning. Koordinera färgerna hos alla containrar. Gruppera containers efter procedur eller kirurgteam med anpassningsbar färgkodning

- Främja standarder för bästa arbetsätt: Organisera uppsättningar efter procedur, läkare, disciplin eller operationsteam.
- Förbättra effektiviteten Hjälper personalen att lagerföra och hämta ut instrumentuppsättningar på ett noggrannare sätt.

Handtag



ID-dekaler



Steriliseringsbrickor

Trådkorgar i rostfritt stål

Välj ideal storlek för de flesta instrumentuppsättningar.

För containers i halv storlek

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
SCD 333	24.5 cm, 24.5 x 3.0 cm	1/st
SCD 336	24.5 cm, 24.5 x 6.0 cm	1/st
SCD 3310	24.5 cm, 24.5 x 10.0 cm	1/st

För containers i trekvartsstorlek

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
SCD 433	40.0 cm, 25.0 x 3.0 cm	1/st
SCD 436	40.0 cm, 25.0 x 6.0 cm	1/st
SCD 4310	40.0 cm, 25.0 x 10.0 cm	1/st



För container i full storlek


Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
SCD 633	51.5 cm, 24.5 x 3.0 cm	1/st
SCD 636	51.5 cm, 24.5 x 6.0 cm	1/st
SCD 6310	51.5 cm, 24.5 x 10.0 cm	1/st
SCDD 636	48.5 cm, 24.5 x 6.0 cm	1/st

Tillbehör till steriliseringscontainer

Silikonmattor

Skydda känsliga kirurgiska instrument med de här silikonmattorna, som passar perfekt i Medline-behållare.

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
MDNSNS315	12.7 x 24.1 cm	1/st
MDNSNS335	24.1 x 24.1 cm	1/st
MDNSNS435	39.4 x 24.1 cm	1/st
MDNSNS635	47 x 24.1 cm	1/st



Processindikatorkort

Passar i uttaget i änden av SteriSet Containern

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
DPCIS13	Hake på höger sida	500/förp.
DPCIS02	Hake på ovasidan	500/förp.



Gemini packskynken²

Draperbar och starkare

Gemini packskynke är resistent mot revor och punktioner, och presterar bättre än SMS-skynken av standardtyp. Skynket är mycket mjukt och lätt, vilket gör det lättarbetat.

Liten luddbildning och bättre vidhäftningsegenskaper

Ytan är lämplig för steriliseringsstejp. Naturligt låg luddbildning hjälper till att behålla integriteten hos sterila förpackningar.

Tillverkad av exklusivt SSMMS-tyg med bevisat barriärskydd

Gemini:s starka konstruktion med många lager och 100 % polypropen (testad enligt EN 11607-1 och EN 868-2) ger en unikt hög nivå av barriärskydd mot vätska och partiklar.

Mångsidig

Medline:s Gemini packskynke är indikerat för användning i alla större steriliseringscykler, inklusive:

GEM0-GEM5

- Förvakuumångcykler
- Gravitationsångcykler

GEM1-GEM5

- Etylenoxid (EtO) sterilisering
- STERRAD®-sterilisering
- STERIS V-PRO® lågtemperatursterilisering
- STERIZONE® VP4-sterilisering.

WRAP-certifiering

Gemini packskynken är tillverkade i en WRAP-certifierad anläggning. Att främja och respektera arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter i vår leveranskedja är en del av Medline:s agenda för socialt ansvar. En mer detaljerad beskrivning av WRAP:s 12 principer finns tillgänglig på deras webbplats: www.wrapcompliance.org.



Gemini enstaka packskynke



Gemini enstaka packskynke är en perfekt lösning för steriliseringsenheter där två skynken används för inpackning av medicintekniska produkter eller instrumentuppsättningar.

	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1 000 st/förp.	GEM1118-EU 1 000 st/förp.	GEM2118-EU 1 000 st/förp.	GEM3118-EU 600 st/förp.		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1 000 st/förp.	GEM1120-EU 1 000 st/förp.	GEM2120-EU 500 st/förp.	GEM3120-EU 250 st/förp.		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 st/förp.	GEM1124-EU 500 st/förp.	GEM2124-EU 500 st/förp.	GEM3124-EU 250 st/förp.	GEM4124-EU 250 st/förp.	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 st/förp.	GEM1130-EU 300 st/förp.	GEM2130-EU 300 st/förp.	GEM3130-EU 200 st/förp.	GEM4130-EU 250 st/förp.	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 st/förp.	GEM1136-EU 300 st/förp.	GEM2136-EU 300 st/förp.	GEM3136-EU 150 st/förp.	GEM4136-EU 150 st/förp.	GEM5136-EU 144 st/förp.
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 st/förp.	GEM1140-EU 250 st/förp.	GEM2140-EU 250 st/förp.	GEM3140-EU 150 st/förp.	GEM4140-EU 150 st/förp.	GEM5140-EU 96 st/förp.
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 st/förp.	GEM1145-EU 250 st/förp.		GEM3145-EU 100 st/förp.	GEM4145-EU 100 st/förp.	GEM5145-EU 96 st/förp.
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 st/förp.	GEM1148-EU 250 st/förp.	GEM2148-EU 100 st/förp.	GEM3148-EU 50 st/förp.	GEM4148-EU 50 st/förp.	GEM5148-EU 48 st/förp.
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 st/förp.	GEM1154-EU 100 st/förp.	GEM2154-EU 100 st/förp.	GEM3154-EU 50 st/förp.	GEM4154-EU 50 st/förp.	GEM5154-EU 48 st/förp.
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 st/förp.			GEM3172-EU 50 st/förp.	GEM4172-EU 50 st/förp.	

Gemini interfolierat packskynke



Gemini interfolierade packskynken tillhandahåller både vår flerlagersteknik och färgdifferentiering för steriliseringsenheter där sekventiell inpackning används. Den här lösningen kombinerar rivbeständighet med säkerhet. Den är indikerad för användning i alla större steriliseringscykler.

	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 st/förp.	GEM2124INT-EU 500 st/förp.	GEM3124INT-EU 250 st/förp.	GEM4124INT-EU 250 st/förp.
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 st/förp.	GEM2130INT-EU 300 st/förp.	GEM3130INT-EU 200 st/förp.	GEM4130INT-EU 250 st/förp.
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 st/förp.	GEM2136INT-EU 300 st/förp.	GEM3136INT-EU 150 st/förp.	GEM4136INT-EU 150 st/förp.
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 st/förp.	GEM2140INT-EU 250 st/förp.	GEM3140INT-EU 150 st/förp.	GEM4140INT-EU 150 st/förp.
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 st/förp.	GEM2148INT-EU 100 st/förp.	GEM3148INT-EU 50 st/förp.	GEM4148INT-EU 50 st/förp.
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 st/förp.	GEM2154INT-EU 100 st/förp.	GEM3154INT-EU 50 st/förp.	GEM4154INT-EU 50 st/förp.
137 x 183 cm				GEM4172INT-EU 50 st/förp.

Gemini svetsat packskynke



Med Gemini svetsade packskynken kan ni förlita er ännu mer på er steriliseringsprocess. Två sammansvetsade skynken ger exceptionell styrka och hjälper till att öka effektiviteten. De båda färgerna gör det lättare att upptäcka hål och hjälper till att skilja mellan olika instrumentuppsättningar.

	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEMO118T-EU 500 st/förp.	GEM1118T-EU 500 st/förp.	GEM2118T-EU 500 st/förp.	GEM3118T-EU 300 st/förp.		
51 x 51 cm	GEMO120T-EU 500 st/förp.	GEM1120T-EU 500 st/förp.	GEM2120T-EU 250 st/förp.	GEM3120T-EU 125 st/förp.		
61 x 61 cm	GEMO124T-EU 250 st/förp.	GEM1124T-EU 250 st/förp.	GEM2124T-EU 250 st/förp.	GEM3124T-EU 100 st/förp.	GEM4124T-EU 100 ea/cs	
76 x 76 cm	GEMO130T-EU 150 st/förp.	GEM1130T-EU 150 st/förp.	GEM2130T-EU 150 st/förp.	GEM3130T-EU 75 st/förp.	GEM4130T-EU 100 st/förp.	
91 x 91 cm	GEMO136T-EU 150 st/förp.	GEM1136T-EU 150 st/förp.	GEM2136T-EU 150 st/förp.	GEM3136T-EU 75 st/förp.	GEM4136T-EU 75 st/förp.	GEM5136T-EU 72 st/förp.
102 x 102 cm	GEMO140T-EU 100 st/förp.	GEM1140T-EU 100 st/förp.	GEM2140T-EU 100 st/förp.	GEM3140T-EU 75 st/förp.	GEM4140T-EU 75 st/förp.	GEM5140T-EU 48 st/förp.
114 x 114 cm	GEMO145T-EU 100 st/förp.	GEM1145T-EU 100 st/förp.		GEM3145T-EU 50 st/förp.	GEM4145T-EU 50 st/förp.	GEM5145T-EU 48 st/förp.
122 x 122 cm	GEMO148T-EU 100 st/förp.	GEM1148T-EU 100 st/förp.	GEM2148T-EU 50 st/förp.	GEM3148T-EU 30 st/förp.	GEM4148T-EU 30 st/förp.	GEM5148T-EU 24 st/förp.
137 x 137 cm	GEMO154T-EU 50 st/förp.	GEM1154T-EU 50 st/förp.	GEM2154T-EU 50 st/förp.	GEM3154T-EU 30 st/förp.	GEM4154T-EU 30 st/förp.	GEM5154T-EU 24 st/förp.
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 st/förp.	GEM4172T-EU 30 ea/cs	GEM5172T-EU 24 st/förp.

Tillbehör till packskynke

Dammskydd

Skyddar instrumentbrickorna från damm och ämnen i miljön. De är tillverkade av stark polyeten i hög kvalitet och är självhäftande.

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Fuktpapper ark³

Fuktpapper som absorberar kondens under steriliseringen.

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



Transportbricka⁴

- Konstruerad i styvplast för att tillåta luftflöde
- Hjälper till att minska blottställda trådhyllor
- Hjälper till att skydda instrumentkorgen från hål eller revor under sterilisering, förvaring och transport

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Skyddskläder

Det finns ingen brist på farliga ämnen och mikroorganismer inom sjukvården. Tillhandahåller en effektiv barriär mot de här ämnena och den högsta säkerhetsnivån med Medline:s skyddskläder. Alla produkter är konstruerade med tanke på skydd och komfort.



Undersökningshandskar⁵

SensiCare® Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi med förlängd manschett

Våra SensiCare Pro nitrilhandskar erbjuder utmärkt skydd, passform och prestanda. Handskarna är framtagna för personal som kommer i kontakt med starka kemikalier, rengöring, dekontaminering och/eller desinficering av kirurgiska instrument.

- De längre 400 mm manschetterna tillhandahåller extra skydd mellan manschett och ärm
- Det fullt strukturerade greppet förbättrar den taktila känsligheten
- Goda prestanda vid punktionsbeständighetstester
- Kemiskt testade
- Certifierad personlig skyddsutrustning för extra skydd



Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
PRO400XS	SensiCare Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi, x-small	50/ask, 10 ask/förp.
PRO400S	PRO400S SensiCare Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi, small	50/ask, 10 ask/förp.
PRO400M	SensiCare Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi, medium	50/ask, 10 ask/förp.
PRO400L	SensiCare Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi, large	50/ask, 10 ask/förp.
PRO400XL	SensiCare Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi, x-large	50/ask, 10 ask/förp.

EN ISO 374-5-2016

Nivå

Skydd mot bakterier och svamp Godkänd

Godkänt skydd mot virus



SensiCare® Pro 400 mm undersökningshandskar i nitrilgummi med förlängd manschett

- Robust nitrilskydd
- Förlängd manschett för ytterligare skydd
- Certifierad personlig skyddsutrustning för extra täckning
- Bekväm latex känsla i en nitrilhandske




Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
MDSEXTXS	SensiCare undersökningshandske med förlängd manschett i nitrilgummi, x-small	100/ask, 10 ask/förp.
MDSEXTS	SensiCare undersökningshandske med förlängd manschett i nitrilgummi, small	100/ask, 10 ask/förp.
MDSEXTM	SensiCare undersökningshandske med förlängd manschett i nitrilgummi, medium	100/ask, 10 ask/förp.
MDSEXTL	SensiCare undersökningshandske med förlängd manschett i nitrilgummi, large	100/ask, 10 ask/förp.
MDSEXTXL	SensiCare undersökningshandske med förlängd manschett i nitrilgummi, x-large	90/ask, 10 ask/förp.

Skyddsförkläden med inbyggd barriär


Personalen vet hur de ska skydda sig själva och sina patienter, men tidspress och obekväma kläder kan medföra att man slarvar med att bära skyddsrocken på rätt sätt. Medline:s skyddskläder tas på och av snabbt och enkelt, samtidigt som de erbjuder skydd och komfort.

Enkel påtagning. Utmärkt skydd. Bra komfort.



Påtagning

1. Börja med att sätta in armarna i ärmarna, med tummarna i tumöglorna.
2. Trä rocken över huvudet.
3. Knyt den i ryggen och midjan.



Avtagning

1. Dra i midjan för att bryta av banden.
2. Dra i rocken vid bröstet med armarna korsade.
3. Fortsätt rulla ner rocken längs kroppen till en boll och kassera den efter avtagning.

Utän några band i halsen att lossa, minskar risken för korskontaminering från handskar till håret eller nacken.

Skyddsförkläden

Lämpar sig för skydd vid långvarig kontakt med vatten och rengöringsmedel; serierna CRIE404xC och CRIE500x är testade avseende rengöringsmedlet glukoprotamin i enlighet med EN 16523-1.

Skyddsförkläde i tvåskiktmaterial

- Knytbänd i midja och nacke
- Stickade manschetter

Artikelnr	Storlek	Farge	Förpackning
CRIE4040C	L	Gul	10/påse, 100/förp.
CRIE4041C	XL	Gul	10/påse, 100/förp.



CRIE4040C

Skyddsförkläde i polyeten

- Dras på över huvudet
- Tumögla vid handleden
- Individuellt vikta och förpackade rockar i dispenseringsförpackning

Artikelnr	Storlek	Farge	Förpackning
CRIE5010	L	Blå	1/påse, 15/ask, 75/förp.
CRIE5011	XL	Blå	1/påse, 15/ask, 75/förp.



CRIE5010

Engångsförkläde i polyetylen

- Bärs över rockar och operationskläder som inte är vätskeavvisande. En praktisk lösning för de som önskar ett extra skydd mot vätska till lägre kostnad

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONE24274W	Medelhög vikt, 71,1 x 116,8 cm, individuellt förpackade, dispenseringsförpackning	50/ask, 250/förp.



NONE24274W

Fotbeklädnad⁶

Skoskydd

Skoskydden förhindrar kontaminering av omgivningen och minskar överföringen av mikroorganismer. Tillverkade av polyeten eller polypropen. Vissa modeller har extra starkt vätskeskydd.

Artikelnr	Storlek	Material	Egenskaper	Förpackning
CRIE2010	En storlek som passar de flesta	Polyetenfilm	Impermiabel	100/påse, 1 000/förp.
CRIE2020	En storlek som passar de flesta	Polyetenfilm och polypropen (SPP)	Impermiabel	100/påse, 200/förp



CRIE2010



CRIE2020

Stövlskydd

Medline:s stövlskydd täcker bättre och skyddar bättre mot vätska. Skydden täcker skon och benet hela vägen upp till knäet. Bekväm konstruktion i en storlek som passar de flesta, med en räfflad sula. Skyddet har även kardborrband eller elastiska band runt vristen för att hålla skyddet på plats och säkerställa tillräckligt skydd.

Artikelnr	Storlek	Egenskaper	Förpackning
NONE27143XL	En storlek som passar de flesta	Vätskeavvisande	50/ask, 150/förp.
NONE27144	En storlek som passar de flesta	Impermiabel	50/ask, 150/förp.

NONE27143XL

- Vätskeavvisande material ovanför vristen
- Vätskeskydd längst ner
- Tätade sömmar på foten



NONE27143XL

NONE27144

- Impermiabelt, PE-belagt polypropenmaterial
- Vätskeskydd i botten
- Kardborrband för justerbar anpassning



NONE27144

Medlines innovativa förpackningar förenklar valet av mask

Och gör det enkelt för sjukvårdspersonal att omedelbart identifiera korrekt munskydd för ändamålet.

Färgkodad förpackning

Lila: Typ IIR vätskeavvisande munskydd


Grön: Typ II operationsmunskydd

Orange: Typ II undersökningsmunskydd

Blå: Andningsskydd

Perforeringar och en praktisk tumögla

Lätt att öppna och komma åt



Produktklassificering

För rätt val
och tillförlitlighet

Ansiktsskydd

Vätskeavvisande ansiktsmask med visir⁷



NONE27410EL

Mask som skyddar mot stänk och vätskor, med visir och elastiska öronband.

- Genomskinligt polyestervisir
- Imskyddande skumremsa

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONE27410EL	Vätskeavvisande ansiktsmask med visir och öronband	25/ask, 4/förp.

Vätskeavvisande ansiktsmask med visir och band⁷



NONE27710

Mask som skyddar mot stänk och vätskor, med visir och elastiska knytband.

- Genomskinligt polyestervisir
- Imskyddande skumremsa

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONE27710	Max X vätskeavvisande ansiktsmask med visir och band	25/ask, 4/förp.
NONE27410	Vätskeavvisande ansiktsmask med visir och öronband	25/ask, 4/förp.

Vätskeavvisande ansiktsmask med öronband⁷



NONE27412EL

- Imskyddande skumremsa
- Kan användas med ytterligare stänkskydd, som visir eller skyddsglasögon

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONE27412EL	Vätskeavvisande ansiktsmask med öronband	25/ask, 4/förp.

Utbytbara engångslinser



NONFRAME

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONFRAME	Återanvändbara ramar, tillgängliga i olika färger	100/ask

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONLENS	Utbytbara engångslinser	250/ask

Visir



NONEFS500

- Imskyddande skumremsa
- Elastiskt huvudrem med skum
- Ej tillverkad i naturgummilates

Artikelnr	Beskrivning	Förpackning
NONEFS500	Fullängdsvisir med elastisk skumrem	96/förp

Uppgradera er säkerhetsnivå i CSSD

När du arbetar i våta miljöer utsätts du dagligen för risk att t.ex. halka, falla eller snubbla. Det här utgör en risk för personal på steriliseringscentralen, speciellt i dekontamineringsområden där vätska ansamlas. Medline:s golvsäkerhetslösning minskar både fallrisken och möjliggör snabb och säker borttagning av vätska.

Golvmatta Liqui-Loc™



- Enkel kassering för hygien och säkerhet
- Vattenavvisande, glidskyddad baksida för placering av verktyg
- Droppsäker, inlåsning av vätska med absorberande material



Artikelnr	Beskrivning	Storlek	Absorptionsförmåga	Glidskyddad	Förpackning
ORLLPBS	Liqui-Loc; small	71,1 x 101,6 cm	2,2 L	Ja	13/förp
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 L	Ja	10/förp.
ORLLPBM	Liqui-Loc; large	71,1 x 182,8 cm	3,9 L	Ja	8/förp

Dubbelsidig absorberande golvmatta



- Främja hygien med en högabsorberande matta
- Snabba upp rengöringsprocessen och absorbera vätskespill på golvet
- Stå inte på



Artikelnr	Beskrivning	Storlek	Absorptionsförmåga	Glidskyddad	Förpackning
ORDSFMAT	Dubbelsidig absorberande golvmatta	75 x 38 cm	7 L	Nej	50/förp

Kontakta kundansvarig person hos Medline för mer information om denna produkt, eller besök vår webbplats: medline.eu



Distribuerad av:
Mediplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE-213 76 Malmö
Sverige
Tel 040 671 23 00

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

FÖLJ OSS 

MEDI PLAST

¹ Steriset containers är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike

² Gemini packskynken är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike

³ Fuktapper är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



MOSS
Schiffgraben 41
30711 Hannover, Germany

⁴ GEMTRAY transportbricka är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike

⁵ Medline:s undersökningshandskar är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike

⁶ Skoskydd och stövlskydd är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike

⁷ NONE27xxx är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrike

Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr. Översättningen av detta dokument är gjort av Medioplast AB. För tillgång till den av Medline verifierade engelska versionen – kontakta er distributör.

© 2021 Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_SV 08/2021