


Skumbandasje med silikon og selvklebende kant

Skumbandasje med silikon og selvklebende kant - en skumbandasje med superabsorbent for effektiv absorpsjon av sårveske ved ekstremt væskende sår.

Produktfordelar:

- Minimerer smerte og risiko for vevskade ved bytte av bandasje
- Fleksibel og enkel å legge på, selv på områder som er vanskelig å bandasjere
- Mister ikke klebeevnen ved gjenbruk
- Fungerer under kompresjoner
- Puster og transporterer ut overflødig væske
- Vanntett, slik at man kan dusje uten å skifte bandasjen
- Utsiden av PU-folie gir en effektiv barriere mot eksogene bakterier og bidrar til å skape et gunstig fuktig sårhelende miljø
- Behagelig å ha på og skånsom mot huden rundt
- Krever ingen fiksering på nytt
- Kan brukes i opptil 7 dager avhengig av sårets tilstand

Artikkelnr.	Beskrivelse	Pute	Avd./Trpt.fp	
60702210	7,5 x 7,5 cm	5,1 x 5,1 cm	10/200	
60702211	10 x 10 cm	6,4 x 6,4 cm	10/200	
60702209	12,5 x 12,5 cm	9 x 9 cm	10/200	
60702212	15 x 15 cm	11,5 x 11,5 cm	10/200	
60702213	15 x 20 cm	11,5 x 16,5 cm	10/100	
60702214	10 x 20 cm	6,4 x 16,5 cm	10/200	
60702215	10 x 25 cm	6,4 x 21,6 cm	10/100	
60702216	10 x 30 cm	6,4 x 26,7 cm	10/100	
60702217S	18 x 17 cm, sacrum	11,8 x 13 cm	10/100	
60702218S	23 x 22,5 cm, sacrum	16 x 17,3 cm	10/100	
60702219S	15 x 15 cm, sacrum	10 x 10 cm	10/100	
60702220H	18,5 x 24 cm, hæler	10 x 13 cm	10/100	