

seca 852 Bordsvåg



Art. nr. 8521317009

Liten, tunn och elektronisk bordsvåg med tareringsfunktion och automatisk avstängning. Till vågen medföljer en plastskål som passar på vågplattan.

Idealisk för vägning av t.ex. använda op.kompresser för säkrare bestämning av vätske-/blodförlust eller för vägning av använda neoblöjor för urinmätning m.m.

Vågen drivs med 4 st engångsbatterier, typ AAA, som medföljer.

Kapacitet	3 kg
Gradering	1 g
Vikt (med skål)	650 g
Mått (BxDxH)	210 x 210 x 50 mm