

Slange - flergangsbrug

- Til anæstesi og intensivbehandling
- Silikonemuffer, jævn indvendig væg, spiralformet yderside
- Kan desinficeres i autoklave op til 134°C
- Alle slanger er diffusionstætte for narkosegas
- Usterile

Hytrelslange, barn

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014187	30 cm, muffe / ID 15 mm	10/50
6014188	80 cm, muffe / ID 15 mm	10/50
6014189	150 cm, muffe / ID 15 mm	10/20
6014190	180 cm, muffe / ID 15 mm	10/20



Materiale: HYTREL i blød polyester - silikonemuffer

Hytrelslange, voksen

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014191	30 cm, muffe / ID 22 mm	10/50
6014192	80 cm, muffe / ID 22 mm	10/50
6014193	150 cm, muffe / ID 22 mm	10/20
6014194	180 cm, muffe / ID 22 mm	10/20



Materiale: HYTREL i blød polyester - silikonemuffer

Æske = min. kvant/best