

# Dispenser för Kräkpåse

- Enkel hantering
- Universalfäste för skruvar, passar alla föregående / befintliga hållare
- Skåra som gör att antalet påsar kvar i hållaren blir synligt
- Lätt att torka av, tål alla inom sjukvården vanligt förekommande rengöringsmedel
- Lätt att fylla på, påsarna sitter säkert och de dras ut med ett lätt ryck
- Hållaren är återvinningsbar och har bästa miljö-klassning i "SundaHus Registret"
- Hållarna har plats för 50 resp. 25 påsar







| Artikelnr | Beskrivning                       | Avd./Trpt.fp |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 601133K   | Dispenser stor (för ca 50 påsar)  | 1/5          |
| 601131K   | Dispenser liten (för ca 25 påsar) | 1/10         |

Avd. fp. = minsta kvant/best



Material: Återvinningsbar PP  
Tål etanolbaserade rengöringsmedel  
och värme +120°C  
Tillverkare:  
Mediplast AB / [www.medioplast.com](http://www.medioplast.com)



1 & 2  
Skruva i skruvarna i väggen och häng sedan upp dispensern på dessa. Hålen i hållaren är anpassade att passa för tidigare dispenser oavsett storlek eller fabrikat.

3.  
För att hållaren skall fungera korrekt, skall hålet med de 8 tapparna riktas nedåt.

4.  
Vid påfyllning – var noga med att lägga i påsarna på rätt håll.

5.  
Vid påfyllning skall dispensern fyllas på uppifrån.

6.  
Drag ut en påse med en lätt knyck.

Montering av dispenser

Tel - 020 78 80 35  
mediplast.info@mediplast.com  
www.mediplast.com

För ytterligare information