



## Esmark Bandasje, Latexfri

**MEDIPLAST ESMARK BANDASJER.** En myk og smidig bandasje av syntetisk gummi. Brukes for å forbinde ekstremiteter når det ønskes et blodtomt område. Produktet finnes i tre ulike bredder og to lengder. Sterilt produkt som kun er beregnet til engangsbruk.

### ESMARK: Syntetisk Polyisopren

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
60702010	8 x 274 cm	10	150
60702011	10 x 274 cm	10	150
60702012	15 x 274 cm	10	70
60702013	8 x 365 cm	10	150
60702014	10 x 365 cm	10	150
60702015	15 x 365 cm	6	42

### ESMARK - PUDDERFRI: Syntetisk Polyisopren

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
60702016	8 x 274 cm	10	150
60702017	10 x 274 cm	10	150
60702018	15 x 274 cm	10	70
60702019	8 x 365 cm	10	150
60702020	10 x 365 cm	10	150
60702021	15 x 365 cm	6	42

Avd.förp = min.kvant/best