

Blodtryksmanchetter til fler-patient brug

VitalCheck™ NIBP-manchetter til fler-patient brug er konstrueret af et ekstremt blødt, rengøringsvenligt urethanmateriale, der giver produktet en lang levetid og muliggør brug på flere patienter.




Egenskaber

- Flergangs. Robust konstruktion for lang levetid og fler-patient brug.
- Med luftkammerets og manchettens konstruktion kan manchetterne udskiftes, når de slides eller kontamineres.
- Fremstillet af urethanmateriale, der er blødt og komfortabelt for patienten.
- Opfylder anbefalingerne for AAMI og AHA manchetstørrelser.
- Farvekodede materialer gør det nemt at identificere manchetstørrelsen.
- Konstrueret til at erstatte dyre varemærke manchetter fra monitorproducenter.



Bestillingsoplysninger



Enkeltslange manchetter

MONITOR




CAS 740/750 Criticare
508 Datascope Accutor
Plus og Passport 2
Philips/ HP Siemens
Spacelabs

Welch Allyn Vital
Signs/Atlas (efter
juli 2000)

Nihon Kohden
Procyon og IPro


Welch Allyn
Protocol Propaq

Poppa NIBP
manchet-
konnekto-
r-systemet



MANCHETSTØRRELSE	FARVEKODE	OMKREDS PÅ ARM/ BEN	1-slange bajonetkonnekto	1-slange konnekto af skruetype	1-slange vridelåskonnekto, han	1-slange vridelåskonnekto, hun	1-slange Poppa konnekto
Spædbarn	Brun	9-15 cm	ZVC4901HP	ZVC4901D	ZVC4901MQM	ZVC4901MQF	ZVC4901P
Barn	Grøn	14-21,5 cm	ZVCC4401HP	ZVCC4401D	ZVCC4401MQM	ZVCC4401MQF	ZVCC4401P
Lille voksen	Lyseblå	20,5-28,5 cm	ZVCC4301HP	ZVCC4301D	ZVCC4301MQM	ZVCC4301MQF	ZVCC4301P
Voksen	Marineblå	27-35 cm	ZVCC4201HP	ZVCC4201D	ZVCC4201MQM	ZVCC4201MQF	ZVCC4201P
Voksen, lang	Marineblå	27-35 cm	ZVCC4221HP	ZVCC4221D	ZVCC4221MQM	ZVCC4221MQF	ZVCC4221P
Stor voksen	Blommefarvet	34-44 cm	ZVCC4101HP	ZVCC4101D	ZVCC4101MQM	ZVCC4101MQF	ZVCC4101P
Stor voksen, lang	Blommefarvet	34-44 cm	ZVCC4121HP	ZVCC4121D	ZVCC4121MQM	ZVCC4121MQF	ZVCC4121P
Lår	Brun	42-52 cm	ZVC4001HP	ZVC4001D	ZVC4001MQM	ZVC4001MQF	ZVC4001P

MONITOR



Dobbeltslange manchetter






Critikon® Dinamap®
Criticare 507 Invivo
Research, MDE Nihon
Koden (Lifescope L)
Spacelabs

Datex-Ohmeda

GE Medical Eagle
4000 Tram
100/200/300

Manuel

Poppa NIBP
manchet-
konnekto-
r-systemet



MANCHETSTØRRELSE	FARVEKODE	OMKREDS PÅ ARM/ BEN	2-slange konnekto af skruetype	2-slange vridelåskonnekto, han/hun	2-slange vridelåskonnekto, hun	2-slange manuel opblæsning med Luer, han	2-slange Poppa og manuel opblæsning
Spædbarn	Brun	9-15 cm	ZVC4902D	ZVC4902MQMF	ZVC4902MQF	ZVC4912L	ZVC4912P
Barn	Grøn	14-21,5 cm	ZVCC4402D	ZVCC4402MQMF	ZVCC4402MQF	ZVCC4412L	ZVCC4412P
Lille voksen	Lyseblå	20,5-28,5 cm	ZVCC4302D	ZVCC4302MQMF	ZVCC4302MQF	ZVCC4312L	ZVCC4312P
Voksen	Marineblå	27-35 cm	ZVCC4202D	ZVCC4202MQMF	ZVCC4202MQF5	ZVCC4212L	ZVCC4212P
Voksen, lang	Marineblå	27-35 cm	ZVCC4222D	ZVCC4222MQMF	ZVCC4222MQF	ZVCC4232L	ZVCC4232P
Stor voksen	Blommefarvet	34-44 cm	ZVCC4102D	ZVCC4102MQMF	ZVCC4102MQF	ZVCC4112L	ZVCC4112P
Stor voksen, lang	Blommefarvet	34-44 cm	ZVCC4122D	ZVCC4122MQM	ZVCC4122MQF	ZVCC4132L	ZVCC4132P
Lår	Brun	42-52 cm	ZVC4002D	ZVC4002MQMF	ZVC4002MQF	ZVC4012L	ZVC4012P

Alle manchetter er pakket med 5 manchetter pr. kasse.