



## Metalli-imu - Lab Tip

- Suora kertakäyttöimu kirurgisiin toimenpiteisiin ja korvan, nenän ja kurkun tutkimuksiin
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija polypropyleeni (PP)

Tuotenro	Kuvaus	Väri	Os/Kulj.Pakk
6066500401	0,7 x 60 mm	musta	60/900
6066500402	1,4 x 60 mm	valkoinen	60/900
6066500403	2,0 x 70 mm	vihreä	60/900
6066500402BP	1,4 x 60, Big-Pack	valkoinen	100 (2x50) / 1200

Os.pakk = pienin toimituserä

Valmistaja: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)