

# HARRY HOLMS

## PRODUKTOVERSIGT

Harry Holms er den innovative specialist i produkter af rustfrit stål. Vi tilbyder et værdsat udvalg af trådkurve, instrumentbakker, vogne, holdere og dispensere.



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# VOGN I RUSTFRIT STÅL

Harry Holms AB har i samarbejde med størstedelen af de svenske hospitaler udviklet en rustfri stabelvogn, der er designet til at blive udstyret med autoklavebakker og gitterhylder med eller uden kanter, der er beregnet til containere eller andre varer.

De design-patenterede skinner giver nem håndtering og god fastgøring af det nævnte tilbehør.

Autoklavebakker og gitterhylder til containere kan trækkes ud til det halve af deres dybde fra begge sider af vognen.

Skinneerne til autoklavebakker har en let nedadvendt vinkel, der giver nem fyldning og aflæsning af varer.

Vognen kan fyldes fra begge sider.

Vognen er designet til effektiv rengøring uden nogle dele, der giver snavsede hjørner, og består udelukkende af dele i rustfrit stål.

Den afrundede top-konstruktion og fraværet af skarpe dele giver nem håndtering i forbindelse med afdækning af vognen.

De fire store (Ø125 mm) og låsbare kvalitetshjul giver den fornødne forudsætning for en stille og føjelig vogn.

Hjulene kan modstå en temperatur på op til 95°C.



## VOGN I RUSTFRIT STÅL

Varenr.	Beskrivelse
883917C	1 vogn, 2 hylde, 3 bakker


# INSTRUMENTBAKKER, FINTMASKET NET

Vaskekurv, til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Kurven fungerer som en bærer/holder for instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.

Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C  
Maskestørrelse: 1,6 mm.

Behandl produktet forsigtigt, så det ikke udsættes for rystelser eller slag



## INSTRUMENTBAKKER, FINTMASKET NET

Varenr.	UDI-DI	Mål	Maks. belastning
705300	735012544010	420x310x40 mm	8 KG
705305	735012544011	310x210x40 mm	10 KG
705310	735012544012	210x150x40 mm	12 KG



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# LÅG TIL INSTRUMENTBAKKE, FINTMASKET NET

Låg, bl.a. beregnet til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Låget fungerer som en lukning af bakker til instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.

Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C

Maskestørrelse: 1,6 mm

Behandl produktet forsigtigt, så det ikke udsættes for rystelser eller slag



## LÅG TIL INSTRUMENTBAKKE, FINTMASKET NET


Varenr.	UDI-DI	Mål	Maks. belastning
705330	735012544015	210x150 mm	10 KG
705325	735012544014	310x210 mm	8 KG
705320	735012544013	420x310 mm	6 KG



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# LÅG TIL INSTRUMENTBAKKE, SPRI

Låg, bl.a. beregnet til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Låget fungerer som en lukning af net til instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.



Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C  
Maskestørrelse: 8 mm

Behandl produktet forsigtigt, så det ikke udsættes for rystelser eller slag

## LÅG TIL INSTRUMENTBAKKE, SPRI

Varenr.	UDI-DI	Beskrivelse	Mål
705210	735012544006	SPRI III	250x170 mm
705205	735012544005	SPRI II	340x250 mm
705200	735012544004	SPRI I	450x340 mm



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# INSTRUMENTBAKKE, SPRI

Instrumentbakke beregnet til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Bakken fungerer som en bærer/holder af instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.

Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)



Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C

Maskestørrelse: 8 mm

Behandl produktet forsigtigt, så det ikke udsættes for rystelser eller slag.

## INSTRUMENTBAKKE, SPRI

Varenr.	UDI-DI	Beskrivelse	Mål	Maks. belastning
705010	735012544003	SPRI III	250x170x70 mm	14 KG
705005	735012544002	SPRI II	340x250x70 mm	12 KG
705000	735012544001	SPRI I	450x340x70 mm	10 KG



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# INDRE LÅG TIL INSTRUMENT- BAKKE, SPRI

Indre låg, bl.a. beregnet til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Låget fungerer som en lukning af net til instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.

Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C  
Maskestørrelse: 8 mm

Behandl produktet forsigtigt, så det ikke udsættes for rystelser eller slag



## INDRE LÅG TIL INSTRUMENTBAKKE, SPRI

Varenr.	UDI-DI	Beskrivelse	Mål
705225	735012544009	SPRI III	237x157 mm
705220	735012544008	SPRI II	327x237 mm
705215	735012544007	SPRI I	437x327 mm




**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# INSTRUMENTRØR MED LÅG

Vaskekurv, bl.a. beregnet til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Kurven fungerer som en bærer/holder for instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.

Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C  
 Maskestørrelse: 1,6 mm



## INSTRUMENTRØR MED LÅG

Varenr.	UDI-DI	Mål
705365	735012544031	Ø48x403 mm
705364	735012544024	Ø48x218 mm



**HARRY HOLMS™**  
 STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN



# INSTRUMENTKURV MED LÅG

Vaskekurv, bl.a. beregnet til brug ved rengøring og sterilisering af forskellige kirurgiske instrumenter og udstyr. Kurven fungerer som en bærer/holder for instrumenter og udstyr under intern transport og under rengøring/sterilisering i vaskemaskine og autoklave.

Produktet er medicinsk udstyr i risikoklasse I (MDR EU 2017/74)

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C  
Maskestørrelse: 1,6 mm



## INSTRUMENTKURV MED LÅG

Varenr.	UDI-DI	Mål
705363	735012544030	150x60x45 mm
705362	735012544023	120x60x45 mm
705361	735012544022	60x60x45 mm
705360	735012544021	100x100x60 mm



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# STØTTE TIL SAKS

Støtte til sakse, der matcher vores instrumentbakke.

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C



## STØTTE TIL SAKS

Varenr.	Længde	Dybde	Tråddiameter
705120	250mm	16mm	3mm
705115	340mm	16mm	3mm
705110	450mm	16mm	3,5mm

# INSTRUMENTFJEDER

Instrumentholdere, der passer til vores instrumentbakker. Til at fastgøre og opdele kirurgiske instrumenter.

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C



## INSTRUMENTFJEDER

Varenr.	Længde
705105	130mm
705100	190mm



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN

# TILBEHØR TIL TRÅDKURVE OG INSTRUMENTBAKKER

Sundhedspersonalets engagement i udviklingen af vores produkter fører os frem til nyttigt tilbehør og dele, der gør det daglige arbejde lettere. Tilbehøret passer til alle trådbakker og instrumentnet i vores udvalg.

Materiale: Rustfrit stål EN 1.4301 C/C

## RUND MARKERINGSPLADE

Varenr.	Udvendig diameter	
303000	30mm	kan markeres i henhold til en pris



## REKTANGULÆR MARKERINGSPLADE

2 fastgørelses huller; begge korte sider afrundede

Varenr.	Mål	
306335	63x35mm	kan markeres i henhold til en pris



## NØGLERING

Varenr.	Udvendig diameter
301905	19,5mm



## ETIKETHOLDER

Varenr.	Mål
308145	81x45mm



**HARRY HOLMS™**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS SWEDEN



At arbejde med menneskers sundhed er en vigtig opgave. Vi i Mediplast møder dagligt dedikerede mennesker i sundhedsvæsenet, som gør deres bedste for at levere en bedre og mere sikker pleje. Et arbejde, som alt for ofte skal ske til flere patienter på kortere tid og med færre ressourcer.

For at forbedre sundhedsvæsenet finder du Mediplast ved din side, altid parat til at tilbyde viden og innovative løsninger.

Vi tror nemlig på tætte relationer. Da vi dagligt befinder os ude i forskellige behandlingsmiljøer, ser vi dine behov og bemærker dine ønsker. Da vi har en høj samlet kompetence og mange års erfaring, kan vi komme med viden og råd, som virkelig gør en forskel. Alt drejer sig om at tilbyde patienterne den bedst mulige behandling.

Tæt partner til det nordiske sundhedsvæsen.

Mediplast er en svensk leverandør af medicinsk udstyr med hovedsageligt Norden som sit marked. Vores produktsortiment består dels af vores egne produkter af høj kvalitet, ofte udviklet i tæt samarbejde med vores kunder i sundhedsvæsenet, dels af udvalgte produkter fra velkendte leverandører.

Mediplast har et omfattende produktsortiment inden for medicinsk teknologi, som indeholder alt fra engangsprodukter til avanceret udstyr af investeringskarakter. Vi tilbyder både egenudviklede produkter af høj kvalitet og er distributører af en række kendte varemærker fra verdensførende producenter. Produkterne findes inden for områder såsom operation, thorax/neuro/ortopædi, radiologi/neuroradiologi/kardiologi, forbindelse, intensiv afdeling, øre-næse-hals og stomi.