


Infusjonssett

- Slanger av ulike lengder mellom 180–320 cm
- Med eller uten lufting
- PVC-fritt eller PVC DEHP-fritt materiale
- Rulleklemme for maksimal presisjon som sikrer konsekvent og sikker infusjonshastighet
- Spiss uten silikon som sikrer god tilkobling til infusjonsposen/flasken
- Væskefilter og luftfilter
- Flowstop med hydrofob filter som forenkler fyllingen og reduserer risikoen for lekkasje og kontaminering
- Selvutløsende, roterende luer-lock
- Tilgjengelig med treveis stoppekran, tilbakeslagsventil og/eller nålefri kobling
- Air-Guard forhindrer luft i å komme inn i slangen når det er tomt for infusjon
- Flytregulator for nøyaktig flythastighet
- MR-kompatibel



Infusjonssett, uten lufting

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500152	Infusjonssett 180 cm, uten lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500152W	Infusjonssett 180 cm, uten lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500150T	Infusjonssett 180 cm, uten lufting	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500182	Infusjonssett 220 cm, uten lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500160	Infusjonssett 320 cm, uten lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500151T	Infusjonssett 320 cm, uten lufting	DEHP-fri PVC	10/100*

Infusjonssett, med lufting

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500156	Infusjonssett 180 cm, med lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500153	Infusjonssett 180 cm, med lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500154T	Infusjonssett 180 cm, med lufting	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500154	Infusjonssett 180 cm, med lufting og tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500153K	Infusjonssett 180 cm, y-kobling med nålefri kobling	PVC-fri	10/100*
60SRL60500153KV	Infusjonssett 180 cm + 12 cm, med lufting, nålefri kobling og tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156C	Infusjonssett 180 cm, med lufting, lukket Luer-adapter, hann, og påfyllingshette	PVC-fri	50/50*
60MR60500186	Infusjonssett 220 cm, med lufting	PVC-fri	10/100*
60SRL60500186	Infusjonssett 250 cm, med lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500161	Infusjonssett 320 cm, med lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500162	Infusjonssett 320 cm, med lufting	PVC-fri	10/100*
60MR60500155T	Infusjonssett 320 cm, med lufting	DEHP-fri PVC	10/100*

Infusjonssett, uten lufting, med treveis stoppekran** og forlengelse

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500157	Infusjonssett 180 cm, uten lufting, med treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500141T	Infusjonssett 180 cm, uten lufting, med treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500183	Infusjonssett 220 cm, uten lufting, med treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*

Infusjonssett, med lufting, treveis stoppekran** og forlengelse

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500138	Infusjonssett 180 cm, med lufting, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60SRL60500139	Infusjonssett 180 cm, med lufting, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500137	Infusjonssett 180 cm, med lufting, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500140T	Infusjonssett 180 cm, med lufting, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500146	Infusjonssett 180 cm, med lufting, tilbakeslagsventil, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500148W	Infusjonssett 180 cm, med lufting, tilbakeslagsventil, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60SRL60500148P	Infusjonssett 180 cm, med lufting, tilbakeslagsventil, treveis stoppekran med nålefri kobling + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500140SG	Infusjonssett 180 cm, med lufting, to stk. treveis stoppekraner + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*
60MR60500140SU	Infusjonssett 180 cm, med lufting, to stk. treveis stoppekraner + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*
60MR60500187	Infusjonssett 220 cm, med lufting, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500145	Infusjonssett 320 cm, med lufting, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500147	Infusjonssett 320 cm, med lufting, tilbakeslagsventil, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*

Infusjonssett med flytregulator og lufting

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500156F	Infusjonssett, 180 cm, med lufting og flytregulator	PVC-fri	10/100*
60MR60500156FV	Infusjonssett, 180 cm, med lufting, flytregulator og tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusjonssett, 180 cm, med lufting, flytregulator og Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60MR60500161F	Infusjonssett, 320 cm, med lufting og flytregulator	PVC-fri	10/100*

Infusjonssett med Air-Guard og lufting

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL60500153	Infusjonssett 180 cm, med lufting og Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60SRL60500155AG	Infusjonssett 180 cm, med lufting, Air-Guard og tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusjonssett 180 cm, med lufting, Air-Guard og flytregulator	PVC-fri	10/100*
60SRL60500186AG	Infusjonssett 250 cm, med lufting og Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60SRL60500162AG	Infusjonssett 320 cm, med lufting og Air-Guard	PVC-fri	10/100*

Materiale: Slange: PVC DEHP-FRI/TPE Dråpekammer: SB/TPE Spiss: ABS Luftfilter: PP 0,2 eller 0,8 µm Væskefilter: PA 15 µm Rulleklemme: ABS/PS Klype: PP	Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Tilbakeløpsventil: SAN/MABS/silikon Flytregulator: PC/POM Kobling/Luer-lock: ABS Treveis stoppekran: PC/HDPE Nålefri kobling: PC/silikon Lukket Luer-adapter, hann: PSU/PE Hydrofob hette: PP/akryl	Sterilisering: EO Infusjonssett, 20 drp aqua dest = 1 ml Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling Fyllingsvolum: 0,07 ml/ cm Ø 2,9 mm **blod-, medikament- og lipidresistent i opptil 72 timer.
---	---	---