

seca 416 Mätbräda för baby



Tydligt
läsfönster

Art. Nr. 4161721009

Denna längdmätare har både en modern och funktionell design och är tillverkad i lätta material som är enkla att rengöra. Fötterna glider inte på bordet/bänken.

Botten är skålad, så att barnet inte ligger snett eller kan glida ur. Det finns både huvud- och fotstöd. Fotstödet glider lätt. Du för lätt upp det mot barnets fötter.

Läs av längden vid pilen i läsfönstret i fotstödet.

Den svarta knappen på fotstödet är en "sparkspärr" som gör att barnet inte kan trycka tillbaka det. När du ska dra tillbaka det igen så håller du hela tiden den svarta knappen intryckt så att "sparkspärren" kopplas ur. "Sparkspärren" kan du koppla in och ur när du vill.

Mätområde	33 – 100 cm
Gradering	1 mm
Vikt	3,6 kg
Mått (LxHxB)	1100 x 170 x 400 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD