

Autoklavtape

- AMCOR SPS autoklavtape brukes til å forsegle emballasje som skal dampsteriliseres. Tapen indikerer om emballasjen har gjennomgått sterilisering eller ikke.
- Kan brukes til alle typer duker (crepe, non-woven og SMS) og dampsteriliseres, 30 min ved 121°C, 4 min ved 132°C og 3 min ved 135°C.
- 100% bly- og lateksfri


| Artikkelnr. | Beskrivelse | Avd./Trpt.fp |
|--------------|---|--------------|
| | <u>Med indikator, lengde 50 m</u> | |
| 6031001950VE | 18 mm | 48 |
| 6031002550VE | 24 mm | 36 |
| 6031021950VE | 18 mm, blå, ekstra feste | 48 |
| 6031022550VE | 24 mm, blå, ekstra feste | 36 |
| | <u>Uten indikator, lengde 50 m</u> | |
| 6030001950 | 18 mm | 48 |
| 6030002450 | 24 mm | 36 |
| 6030021950 | 18 mm, blå, ekstra feste | 48 |
| 6030022550 | 24 mm, blå, ekstra feste | 36 |
| 6031000000 | Tape dispenser for 18 og 24 mm autoklavtape | 1 |

Material: Tapen består av kreppt papir belagt med en tørr syntetisk gummi. Tapen er lett å ta bort og vi anbefaler at den kastes som annet brennbart materiale.

Märkning: EN ISO 11140-1:2014, CE Class I

Förvaring: Tørr, max ved romtemperatur eller lavere og i originalemballasjen. Holdbarhet 3 år







Farge før serilisering



Farge etter sterilisering



Farge før serilisering



Farge etter sterilisering