

# KontiBa<sup>®</sup> SQ / KontiBa<sup>®</sup> SQ BE

För kontinent stomi



**KontiBa<sup>®</sup> SQ** SQ bandage för dig som irrigerar eller har en kontinent stomi. Materialet är ett luft- och lukttätt plastlaminat som innehåller en mjuk superabsorbent.

Utsidan av bandaget är täckt av mjuk non-woven i beige eller svart. På baksidan finns en hudvänlig, extra tunn och följsam hydrokolloid.

KontiBa<sup>®</sup> SQ finns i tre hålstorlekar och kan klippas upp till önskad storlek.

Alla har en absorptionsförmåga på 40 ml, välj storlek beroende på stomins storlek.

Art.nr.	KontiBa <sup>®</sup> SQ, 70 x 80 mm	Absorbtion
204621	Hålstorlek 20 mm, uppklippbar	40 ml
204532	Hålstorlek 25 mm, uppklippbar	40 ml
204622	Hålstorlek 30 mm, uppklippbar	40 ml

50 stycken i varje förpackning

Art.nr.	KontiBa <sup>®</sup> SQ, 70 x 80 mm Black Edition	Absorbtion
202540	Hålstorlek 25 mm, uppklippbar	40 ml

50 stycken i varje förpackning