



levererad av

MEDI PLAST

A close-up photograph of two pieces of medical equipment, likely a patient warming blanket, with a blue and pink textured surface. A dark blue speech bubble is overlaid on the image, containing the text "EN PÄRLA TILL OMSLAG." in white, bold, italicized, sans-serif font.

**EN PÄRLA
TILL OMSLAG.**

Gemini Packskycke

Garanterar säkerheten i din steriliseringsprocess

GEMINI PACKSKYNKE HJÄLPER TILL ATT GARANTERA SÄKERHETEN I DIN STERILISERINGSPROCESS

Draperbart och starkare

Gemini packskynke är motståndskraftigt mot revor och punktioner, bättre än standard SMS- packskynken. Mjuk och lättvikt, vilket gör det lättarbetat.

Lågt fibersläpp och bättre fästegenskaper

Ytan är lämplig för steriliseringstejp. SMS-materialet har naturligt lågt fibersläpp.

Tillverkad av exklusivt SSMMS-material med bevisat barriärskydd

Gemini har en stark flerlagers 100%-ig polypropylenkonstruktion. Denna erbjuder ett exklusivt höggradigt barriärskydd mot vätska och partiklar (testad enligt EN 11607-1 och EN 868-2).

Mångsidig

Medlines Gemini svetsade packskynke (GEM1xxx-GEM5xxx) är avsedda för användning inom följande steriliserings processer:

- > Pre-vacuum steam cycles
- > Gravity steam cycles
- > Etylenoxid (ETO) sterilisering
- > STERRAD® sterilisering

Enkelt eller 2-lagers blå/rosa

Med Gemini packskynke har du ett val. Vik två packskynken på samma gång eller använd sekventiella blå eller rosa för att särskilja specifika instrument. Du bestämmer. Gemini enkelt packskynke levereras i kartong med innerförpackning i plast, sedan, i överensstämmelse med normala medicinska rutiner, används två packskynken för att slå in en medicinsk enhet eller en samling av medicinska enheter för sterilisering. Gemini 2-lagers packskynken består av två Gemini packskynken som har sammansvetsats med ultraljud på två sidor. Detta tillåter omslag med två packskynken samtidigt.



Gemini packskynke är tillverkade i en WRAP-certifierad anläggning.

Att främja och respektera arbete och mänskliga rättigheter i tillverkningen är en del av Medline's uppförandekod.



GEMINI ENKELT PACKSKYNKE

	GEMO 40gr	GEM1 47gr	GEM2 54gr	GEM3 61gr	GEM4 71gr	GEM5 75gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1000st/fp	GEM1118-EU 1000st/fp	GEM2118-EU 1000st/fp	GEM3118-EU 600st/fp		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1000st/fp	GEM1120-EU 1000st/fp	GEM2120-EU 500st/fp	GEM3120-EU 250st/fp		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500st/fp	GEM1124-EU 500st/fp	GEM2124-EU 500st/fp	GEM3124-EU 250st/fp	GEM4124-EU 250st/fp	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300st/fp	GEM1130-EU 300st/fp	GEM2130-EU 300st/fp	GEM3130-EU 200st/fp	GEM4130-EU 250st/fp	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300st/fp	GEM1136-EU 300st/fp	GEM2136-EU 300st/fp	GEM3136-EU 150st/fp	GEM4136-EU 150st/fp	GEM5136-EU 144st/fp
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250st/fp	GEM1140-EU 250st/fp	GEM2140-EU 250st/fp	GEM3140-EU 150st/fp	GEM4140-EU 150st/fp	GEM5140-EU 96st/fp
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250st/fp	GEM1145-EU 250st/fp		GEM3145-EU 100st/fp	GEM4145-EU 100st/fp	GEM5145-EU 96st/fp
121 x 121 cm	GEM0148-EU 250st/fp	GEM1148-EU 250st/fp	GEM2148-EU 100st/fp	GEM3148-EU 50st/fp	GEM4148-EU 50st/fp	GEM5148-EU 48st/fp
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100st/fp	GEM1154-EU 100st/fp	GEM2154-EU 100st/fp	GEM3154-EU 50st/fp	GEM4154-EU 50st/fp	GEM5154-EU 48st/fp
137 x 183 cm				GEM3172-EU 50st/fp	GEM4172-EU 50st/fp	

GEMINI 2-LAGERS PACKSKYNKE

	GEMO 40gr	GEM1 47gr	GEM2 54gr	GEM3 61gr	GEM4 71gr	GEM5 75gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500st/fp	GEM1118T-EU 500st/fp	GEM2118T-EU 500st/fp	GEM3118T-EU 300st/fp		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500st/fp	GEM1120T-EU 500st/fp	GEM2120T-EU 250st/fp	GEM3120T-EU 125st/fp		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250st/fp	GEM1124T-EU 250st/fp	GEM2124T-EU 250st/fp	GEM3124T-EU 100st/fp	GEM4124T-EU 100st/fp	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150st/fp	GEM1130T-EU 150st/fp	GEM2130T-EU 150st/fp	GEM3130T-EU 75st/fp	GEM4130T-EU 100st/fp	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150st/fp	GEM1136T-EU 150st/fp	GEM2136T-EU 150st/fp	GEM3136T-EU 75st/fp	GEM4136T-EU 75st/fp	GEM5136T-EU 72st/fp
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100st/fp	GEM1140T-EU 100st/fp	GEM2140T-EU 100st/fp	GEM3140T-EU 75st/fp	GEM4140T-EU 75st/fp	GEM5140T-EU 48st/fp
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100st/fp	GEM1145T-EU 100st/fp		GEM3145T-EU 50st/fp	GEM4145T-EU 50st/fp	GEM5145T-EU 48st/fp
121 x 121 cm	GEM0148T-EU 100st/fp	GEM1148T-EU 100st/fp	GEM2148T-EU 50st/fp	GEM3148T-EU 30st/fp	GEM4148T-EU 30st/fp	GEM5148T-EU 24st/fp
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50st/fp	GEM1154T-EU 50st/fp	GEM2154T-EU 50st/fp	GEM3154T-EU 30st/fp	GEM4154T-EU 30st/fp	GEM5154T-EU 24st/fp
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30st/fp	GEM4172T-EU 30st/fp	

GEMINI PACKSKYNKE HJÄLPER TILL ATT GARANTERA SÄKERHETEN I DIN STERILISERINGSPROCESS

FUKTPAPPER

Fuktpapper hjälper till att förenkla steriliseringsprocessen genom att absorbera kondensation.


Art. Nr.	Beskrivning	Förpackning
TLC009	30x30cm	2000
TLC010	30x45cm	1000
TLC011	30x60cm	1000



ALUMINIUMPLÅT

Medlines flashplåt är en återanvändbar fast aluminiumplåtavsedd för placering under steriliseringsbrickor / -korgar för att skapa värmeavledare för förbättrad förångning av vatten under ångsteriliseringsprocessen.

Art. Nr.	Beskrivning	Förpackning
LCLC1851CE	48x24cm	1
LCLC1850CE	52x24cm	1



TRANSPORTBRICKA

Transportbrickan kan användas tillsammans med inslagna instrumentset. Den är tillverkad av styv plast med perforeringar och räfflad botten för att tillåta luftflöde.

Tuotenumero	Beskrivning	Förpackning
GEMTRAY3CE	30x55cm	10
GEMTRAY4CE	40x70cm	8



Denna produkt är en osteril medicinskt teknisk produkt, klass I. Läs bipacksedel och försiktighetsåtgärder före användning.

EC REP Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Vill du veta mer om våra produkter, besök gärna www.mediplast.com eller prata med din lokala säljrepresentant.

levererad av

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004
212 10 Malmö

T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com