




## PVC-fria Sugkatetrar Singelpackade

- Färgkodade enligt standarden för sugkatetrar, EN ISO 8836:2019 för att underlätta identifiering av rätt storlek
- Kateterlängd inklusive konnektor (4 cm);  
rak - 25, 40 och 53 cm, böjd (Coudé) - 53 cm
- Engångsprodukt. Steriliseringsmetod: EO. Hållbarhet 5 år
- Material: TPE



PVC fri, singelpack	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp
Sugkateter, rak, 25 cm			
608806251	06	ljusgrön	100/600
608808251	08	ljusblå	100/600
608810251	10	svart	100/600
608812251	12	vit	100/600
608814251	14	grön	100/600
Sugkateter, rak, 40 cm			
608806401	06	ljusgrön	100/600
608808401	08	ljusblå	100/600
608810401	10	svart	100/600
608812401	12	vit	100/600
608814401	14	grön	100/600
608816401	16	orange	100/600
Sugkateter, rak, 53 cm			
608806531	06	ljusgrön	100/600
608808531	08	ljusblå	100/600
608810531	10	svart	100/600
608812531	12	vit	100/600
608814531	14	grön	100/600
608816531	16	orange	100/600
Sugkateter, böjd (Coudé) 53 cm			
608708531	08	ljusblå	100/600
608710531	10	svart	100/600
608712531	12	vit	100/600
608714531	14	grön	100/600
608716531	16	orange	100/600



avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

