

Slangesystem - engangs

- Til anæstesi og intensivbehandling
- Komplette systemer med Y-stykker, vinkelstykker med monitoreringsport, tilslutningsmuffer og slanger (slanger, tilkoblingsstykker og slange på rulle findes som tilbehør)
- Alle slanger er diffusionstætte for narkosegas
- Opfylder standard: EN 5367:2014
- Usterile

Respirationssystem

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014196	Barn, længde 160 cm, ID 15 mm	30/30	

Materiale: Slange: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Prop: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014197	Voksen, med aftageligt og drejelig vinkel, 160 cm, ID 22 mm	20/20	
6014198	Voksen med aftageligt og drejelig vinkel, 240 cm, ID 22 mm	20/20	

Materiale: Slange: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Prop: PE/TC - O-ring: Silikone

Respirationssystem, ekspanderbart

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014199	Ekspanderbart, 90-270 cm, fast Y, aftagelig vinkel, med port, ID 22 mm	20/20	

Materiale: Slange: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Prop: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014204	Inkl. latexfri ventilationspose 2 l, længde 90-270 cm, ID 22 mm, ekspanderbar forlængerslange 30-150 cm	30/30	

Materiale: Slange: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Prop: PE - vejtrækningspose: Neopren

Æske = min. kvant/best

Respirationssystem, koaxialt

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014201	Længde 180 cm. Aftagelig vinkel, måleport og ekspanderbar slange, 50 cm på udåndingssiden. ID 25 mm udvendig slange 15 mm indvendig slange	20/20	

Materiale: Slange: PE+EVA / PP+EVA - Konnektorer PE/PP - Prop: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014202	Længde 270 cm med vinkel, måleport og ekspanderbar slange, 50 cm på udåndingssiden. ID 25 mm udvendig slange, 15 mm indvendig slange	20/20	

Materiale: Slange: PE+EVA / PP+EVA - Konnektorer PE/PP - Prop: PE

Forlængerslange

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014200	Til ekspanderbart respirationssystem 30-150 cm, ID 22 mm	50/50	
6014240	Til ekspanderbart respirationssystem 50-240 cm, ID 22 mm	50/50	

Materiale: Slange: PP+EVA - Konnektor: PE

Æske = min. kvant/best

Koblingsstykker

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014224	Lige konnektor til narkoseslange, 22 YD/15 ID; 22 YD/15 ID	50/100	
Materiale: Konnektor: PP			

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014225	Lige konnektor til narkoseslange, 22 YD/15 ID; 22 ID	50/100	
6014226	Lige konnektor til narkoseslange, 22 YD/15 ID; 15 ID	50/100	
Materiale: Konnektor:PP/K-Resin			

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014228	Y-stykke, lige 22 YD/15 ID YD 22 mm	50/100	
Materiale: Y-stykke: PE			

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014229	Y-stykke, lige 22 YD/15 ID, parallelt YD 22 mm	50/100	
Materiale: Y-stykke: PE			

Slange på rulle

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014186	Slange på rulle, 25 m, manchetter hver 15 cm YD 22 mm	1/1	
Materiale: Slange på rulle: PE+EVA			

Æske = min. kvant/best