

Sugejektor GOLIAT

Varenummer: QMTC7SU3131220

Sugejektoren GOLIAT anvendes bl.a. i ambulancer, på sengeafdelinger, akutafdelinger og operationsstuer sammen med et sugesystem til at opsuge forskellige væsker.

Sugejektoren GOLIAT er specielt udviklet til at give brugeren en lydløs og effektiv sugeenhed. GOLIAT er fremstillet i aluminium og drives af en højeffektiv rørejektor. Ejektorsuget drives af ilt eller atmosfærisk luft, har lukkeventil på indgangen, reguleringsventil til enkel regulering af sugeeffekten og et tydeligt manometer til aflæsning af undertryk. Sugejektoren GOLIAT er normalt vedligeholdelsesfri. Udstyrets yderside rengøres med desinfektionsmiddel.



Sugejektor GOLIAT

Teknisk information

	Normal indstilling	Maks. indstilling
Sugeeffekt	-0,5 bar	-0,9 bar
Kapacitet	17 l/min	33 l/min
Maks. drivgasforbrug	16 l/min	25 l/min
Lydniveau	< 40 dB(A)	< 42 dB(A)

Maks. drifttryk 10 bar

Bestillingsinformation

Varenr. QMTC7SU3131220 (QMTC7SU3XXXX20 (X erstattes med 1312))							
X	Model	X	Gassort	X	Ophæng	X	Lynkobling
1	Standard	1	O ₂	1	Rillebeslag	1	Lige hane
2	Begrænset	3	AIR	2	Fast klove	2	Vinklet hane
				3	Direkte udtag		

Sugejektor GOLIAT (vores standardmodel):

QMTC7SU3131220, Sugejektor standard AIR med rillebeslag og vinklet lynkoblingshane. Sugejektoren leveres med 2 m slange som standard.

Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



Postadress
Box 4036
SE 390 04 KALMAR

Besöksadress
Amerikavägen 6
SE 393 56 KALMAR

Telefon
+46(0)480 44 71 70

Hemsida/e-post
www.qmtcare.se
info@qmt3.com