

UroBa®

Urostomipose med tilbakeslagsventil, myk tappe propp og to klebrige hydrokolloidlag



UroBa®-urostomiposer er et 1-delt system. Posen har en tilbakeslagsventil som forhindrer urin i å strømme tilbake til stomien, og en myk tappe propp som gjør posen enkel å tømme.

UroBa® har en kombinasjon av to klebrige lag hydrokolloid med ulike egenskaper. Hydrokolloid-laget som ligger nærmest stomien (det mørke laget) kan formes, har høy absorpsjonsevne og hever seg for å skape en optimal forsegling rundt stomien. Det ytterste hydrokolloid-laget (det lyse laget) er tynnere, slik at det kan følge foldene i huden, og har et ekstra sterkt klebemiddel og mer fleksibilitet.

Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. UroBa® er tilgjengelig med både ferdigstansede og oppklippbare plater.

Art.nr.	UroBa®, volum 400 ml
220353	Hullstr. 15–60 mm
220354	Hullstr. 20 mm
220356	Hullstr. 25 mm
220358	Hullstr. 30 mm

30 stk. per pakke. Kobling til nattpose følger med.