

seca 899

Lätt golv våg med handtag



Art.nr. 8997021094

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. En platt och lätt, elektronisk golvvåg med lös display som kan läggas på bordet, hållas i handen eller hängas på väggen. (Vägghållare medföljer.) Vikten visas i stora, digitala siffror. HOLD-, TARE- och BMI-funktion ingår.

Ett handtag gör att du lätt kan flytta vågen.

Vid längre transporter kan du använda tillbehöret [seca 421, transportväska](#) med axelrem.

Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA. Vid batteridrift stängs vågen av efter ca. 20 sek. Med en [seca nätadapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g<150 kg>200 g
Vikt	4,5 kg
Mått (BxHxD)	320 x 60 x 356 mm
Mått vågplatta (BxHxD)	280 x 60 x 278 mm
Kabellängd display	2,25 m
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	