



Metallsug med Olivtip

- For kirurgiske inngrep og undersøkelser i nesen
- Olivformet tip for a-traumatiske inngrep
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, kon av polyprop

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Artikkelnr.	Lengde u kon	Farge	Avd./Trpt. fp
6066510070	1,0 x 70 mm	brun	10/900
6066510080	1,0 x 80 mm	brun	10/900
6066510100	1,0 x 100 mm	brun	10/900
6066514070	1,4 x 70 mm	hvit	10/900
6066514080	1,4 x 80 mm	hvit	10/900
6066514100	1,4 x 100 mm	hvit	10/900
6066517070	1,7 x 70 mm	grå	10/900
6066517080	1,7 x 80 mm	grå	10/900
6066517100	1,7 x 100 mm	grå	10/900
6066520070	2,0 x 70 mm	grønn	10/900
6066520080	2,0 x 80 mm	grønn	10/900
6066520100	2,0 x 100 mm	grønn	10/900

Artikkelnr.	Lengde m kon	Farge	Avd./Trpt. fp
6066500510	1,0 x 60 mm	brun	10/900
6066500514	1,4 x 60 mm	hvit	10/900
6066500520	2,0 x 60 mm	grønn	10/900

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Medioplast AB / www.medioplast.com