

# SnapOn™ KoloBa™

Den första 2-dels kolostomipåsen med extra skyddat filter



**SnapOn™ KoloBa™** är ett 2-dels system av kolostomipåsar med ett extra skyddat kolfilter. Som i alla KoloBa™ påsar skyddas kolfiltret av en unik extra mellanvägg med luftkanaler. Det minskar kraftigt risken för att filtret täcks eller sätts igen eller att tarminnehåll tränger ut genom filtret. Om påsen blåser upp sig (s.k. ballooning) pressar man lätt med handen på påsen så att luftkanalerna öppnas och luften passerar kontrollerat ut genom filtret.

SnapOn™ påsarna har ett fingergrepp högst upp på fästringen. Det använder du för att lossa påsen från fästringen på plattan. På höger och vänster sida på påsens fästring finns fästögglor för bälte.

SnapOn™ påsar passar på all alla SnapOn™ Hudskyddsplattor, även konvexa! SnapOn™ Hudskyddsplattor har en 2-lagers hydrokolloidhäfta för följsam passform och maximal läckagekontroll. De är även utrustade med krage som gör det lättare att sätta fast SnapOn™ påsen på fästringen.

Påsen är täckt av ett mjukt non-woven skikt som är delbart på framsidan för inspektion. SnapOn™ KoloBa™ finns i storlekarna Mini, Midi och Maxi med två olika ringdiametrar, 45 mm och 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ KoloBa™ MINI, vol. ca. 130 ml	Art.nr.	SnapOn™ KoloBa™ MIDI, vol. ca. 230 ml	Art.nr.	SnapOn™ KoloBa™ MAXI, vol. ca. 310 ml
<b>220342</b>	Ringdiameter 45 mm	<b>220346</b>	Ringdiameter 45 mm	<b>220349</b>	Ringdiameter 45 mm
<b>220344</b>	Ringdiameter 57 mm	<b>220347</b>	Ringdiameter 57 mm	<b>220351</b>	Ringdiameter 57 mm

30 stycken i varje förpackning