

SPS B.O.P. STERILPOSE

Poser og ruller for sterilisering av instrumenter

- Engangsprodukt, kan steriliseres og åpnes en gang
- Kan åpnes med minimalt fiberslipp
- All brukerinformasjon står på forsiden
- Flere indikatorer for damp
- Patentert indikator i plastfilm for maksimal sikkerhet
- Batch- og størrelsemerking på åpningssiden

Revet plastfilm eller støv fra papiret kan medføre at det sterile produktet kontamineres når posen åpnes. SPS har utviklet en rivesterk plastfilm som i kombinasjon med et spesielt ytterbehandlet papir, gir en pose som kan åpnes med minimalt fiberslipp og med intakt plastfilm.

Oppbevaring:

Unngå direkte sol og ekstremt høye temperaturer
 Temperatur 10-30 grader C
 Relativ luftfuktighet 30-60%
 Esken må ikke skades under transport eller oppbevaring

Holdbarhet:

5 år fra produksjonsdato hvis anbefalingene for oppbevaring er overholdt

Kvalitetssystem:

ISO 9001 og ISO 13485

CE-merking:

MDR 2017/745
 EN ISO 11607: 1

Indikatorer: ISO 11140-1



Flate poser		
Art. nr.	Yttermål	Ant./forp.
90BOPS5020	50 x 200 mm	3600
90BOPS8015	80 x 150 mm	4800
90BOPS8025	80 x 250 mm	4000
90BOPS8030	80 x 300 mm	2400
90BOPS8040	80 x 400 mm	1800
90BOPS1220	120 x 200 mm	1600
90BOPS1225	120 x 250 mm	1600
90BOPS1235	120 x 350 mm	2000
90BOPS1240	120 x 400 mm	1200
90BOPS1250	120 x 500 mm	1200
90BOPS1255	120 x 550 mm	1000
90BOPS1620	160 x 200 mm	1200
90BOPS1630	160 x 300 mm	1600
90BOPS1635	160 x 350 mm	1500
90BOPS1645	160 x 450 mm	1200
90BOPS1650	160 x 500 mm	1200
90BOPS1660	160 x 600 mm	800
90BOPS1665	160 x 650 mm	800
90BOP22030	220 x 300 mm	600
90BOP22040	220 x 400 mm	600
90BOP22045	220 x 450 mm	600
90BOP22055	220 x 500 mm	500
90BOP22060	220 x 600 mm	500
90BOP22070	220 x 700 mm	500
90BOP22075	220 x 750 mm	500
90BOPS2540	250 x 400 mm	600
90BOPS2550	250 x 500 mm	600
90BOPS2555	250 x 550 mm	500
90BOPS2565	250 x 650 mm	500
90BOPS2835	285 x 350 mm	1000
90BOPS2845	285 x 450 mm	600
90BOPS2850	285 x 500 mm	600
90BOPS2860	285 x 600 mm	400
90BOPS2875	285 x 750 mm	500
90BOPS3245	320 x 450 mm	600
90BOPS3255	320 x 550 mm	400
90BOPS3260	320 x 600 mm	400
90BOPS3850	380 x 500 mm	400
90BOPS3855	380 x 550 mm	400
90BOPS3865	380 x 650 mm	400
90BOPS4260	420 x 600 mm	400
90BOPS4265	420 x 650 mm	400

Belgposer		
Art. nr.	Størrelse	Ant./forp.
02BOPS5020	50 mm x 200 m	10
02BOPS8020	80 mm x 200 m	8
02BOPS1220	120 mm x 200 m	4
02BOPS1620	160 mm x 200 m	4
02BOPS2220	220 mm x 200 m	4
02BOPS2520	250 mm x 200 m	2
02BOPS2820	285 mm x 200 m	2
02BOPS3220	320 mm x 200 m	2
02BOPS3820	380 mm x 200 m	2
02BOPS4220	420 mm x 200 m	2

BOP – POSER OG RULLER

TEKNISK DATABLAD

BESTÅR AV

PAPIR: 60 g/m²

LAMINATFILM

PA: Polyester < 15 +/-1 µm

PP: Polypropen 36-40 µm

Lim: Trekomponentslim + løsningsmiddel

FAKTA OM PRODUKTET

Størrelse Bredde: Toleranse ± 2 mm

Sveisestyrke: > 2N/15 mm


ÅPNINGSEVNE ETTER STERILISERING

Damp: endring fra rosa til brunt

SVEISING / ANBEFALING

Posematerialet ved 170-180° C

Ruller ved 170-195° C



* Alle forpakningene av BOP posene er pakket i bunter à 100 stk.