



optiPure™

FORHÅNDSFYLTE SPRØYTER MED STERILT VANN

Forhåndsfylte sprøyter som inneholder sterilt vann. Brukes vanligvis til å blåse opp kateterballongen til et Foley-kateter.


OptiPure er et sterilt medisinsk utstyr, klasse 1. Tilgjengelig i to varianter for å gi pasienten den beste komfort: forhåndsfylt sprøyte med sterilt vann, og forhåndsfylt sprøyte med sterilt vann og 10% glyserin.

Designet for å sikre en vedvarende utvidelse av kateterballongen.

OptiPure funksjoner og fordeler:

- Bruk av sprøyteformat gir muligheten for konstant flytkontroll under bruk
- Måleinstrument på den forhåndsfylte sprøyten sikrer nøyaktig påfylling av væske
- Sterilisert både på innsiden og utsiden, med emballasje som enkelt kan fjernes, som gjør den trygg å bruke på sterile områder
- Tilgjengelig i to varianter for ekstra pasientkomfort

Art.nr.	Beskrivelse	Avd. frp	Trsp. frp
60101128	10 ml steril forhåndsfylt vannsprøyte	200	200
60101131	10 ml steril forhåndsfylt vannsprøyte med 10 % glyserin	20	200



LATEX FRI

STERILE R CE 0473

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast AS
Tollbugata 115, 3041 Drammen
T 32 88 11 00
mediplast@mediplast.no
www.mediplast.com

First Floor, Unit 5, Armely Court,
Armley Road, Armley, Leeds,
LS12 2LB, UK
Tel: +44 (0) 845 643 5479
Fax: +44 (0) 114 238 3826
E: info@optimummedical.de
W: www.optimummedical.de


optimummedical®



Company Registration No: 6779883