



## SPS B.O.P. Sterilpåse

Påsar och rullar för sterilisering av instrument

- Engångsprodukt, kan steriliseras och öppnas en gång.
- Öppningsbar med minimalt fibersläpp
- All användarinformation finns på framsidan
- Flera indikatorer för ånga
- Patenterat indikatorsystem för maximal säkerhet
- Batch- och storleksmärkning på öppningssidan

Sönderriven plastfilm eller fibersläpp från papperet kan leda till att sterilgodset kontamineras, när påsen öppnas. SPS har utvecklat en rivstark plastfilm som, i kombination med ett speciellt ytbehandlat papper, ger en påse som kan öppnas med minimalt fibersläpp och med intakt plastfilm.

**Förvaring:**

Undvik direkt solljus och extremt höga temperaturer  
Temperatur 10°-30°C, Relativ luftfuktighet 30-60%  
Kartongen får inte skadas under transport och förvaring

**Hållbarhet:**

5 år från produktionsdatum om  
rekommendationerna för förvaring hålls

**Kvalitetssystem:**

ISO 9001 och ISO 13485

**CE-märkning:**

MDR 2017/745

EN ISO 11607: 1

Indikatorer: ISO 11140-1

Plana påsar		
Art. Nr.	Yttermått	Ant./förp.*
90BOPS5020	50 x 200 mm	3600
90BOPS8015	80 x 150 mm	4800
90BOPS8025	80 x 250 mm	4000
90BOPS8030	80 x 300 mm	2400
90BOPS8040	80 x 400 mm	1800
90BOPS1220	120 x 200 mm	1600
90BOPS1225	120 x 250 mm	1600
90BOPS1235	120 x 350 mm	2000
90BOPS1240	120 x 400 mm	1200
90BOPS1250	120 x 500 mm	1200
90BOPS1255	120 x 550 mm	1000
90BOPS1620	160 x 200 mm	1200
90BOPS1630	160 x 300 mm	1600
90BOPS1635	160 x 350 mm	1500
90BOPS1645	160 x 450 mm	1200
90BOPS1650	160 x 500 mm	1200
90BOPS1660	160 x 600 mm	800
90BOPS1665	160 x 650 mm	800
90BOP22030	220 x 300 mm	600
90BOP22040	220 x 400 mm	600
90BOP22045	220 x 450 mm	600
90BOP22055	220 x 500 mm	500
90BOP22060	220 x 600 mm	500
90BOP22070	220 x 700 mm	500
90BOP22075	220 x 750 mm	500
90BOPS2540	250 x 400 mm	600
90BOPS2550	250 x 500 mm	600
90BOPS2555	250 x 550 mm	500
90BOPS2565	250 x 650 mm	500
90BOPS2835	285 x 350 mm	1000
90BOPS2845	285 x 450 mm	600
90BOPS2850	285 x 500 mm	600
90BOPS2860	285 x 600 mm	400
90BOPS2875	285 x 750 mm	500
90BOPS3245	320 x 450 mm	600
90BOPS3255	320 x 550 mm	400
90BOPS3260	320 x 600 mm	400
90BOPS3850	380 x 500 mm	400
90BOPS3855	380 x 550 mm	400
90BOPS3865	380 x 650 mm	400
90BOPS4260	420 x 600 mm	400
90BOPS4265	420 x 650 mm	400

\* Alla BOP påsar i förpackningen är packade i buntar om 100 st.

Plana rullar 200 m		
Art. nr.	Bredd	Ant./förp.
02BOPS5020	50 mm x 200 m	10
02BOPS8020	80 mm x 200 m	8
02BOPS1220	120 mm x 200 m	4
02BOPS1620	160 mm x 200 m	4
02BOPS2220	220 mm x 200 m	4
02BOPS2520	250 mm x 200 m	2
02BOPS2820	285 mm x 200 m	2
02BOPS3220	320 mm x 200 m	2
02BOPS3820	380 mm x 200 m	2
02BOPS4220	420 mm x 200 m	2

### BOP – PÅSAR OCH RULLAR TEKNISKA DATA

#### BESTÅNDSDELAR

PAPPER: 60 g/m<sup>2</sup>

#### LAMINATFILM

PA Polyamin < 15 +/-1 µm

PP Polypropen 36-40 µm

Lim trekomponentslim + lösningsmedel

#### FAKTA OM PRODUKTEN

Storlek Bredd Tolerans ± 2 mm

Svetsstyrka > 1,5 N/15 mm

#### ÖPPNINGSBARHET EFTER STERILISERING

Ånga omslag från rosa till brunt

#### SVETSNING / REKOMMENDATION

Påsmaterialet vid 170-180° C

Rullar vid 170-195° C

