



## Metallsug med transparent håndtak

- For kirurgiske inngrep og undersøkelser i nesen
- Håndtak med eller uten sugekontroll
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)

Produsent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

Artikkelnr.	Beskrivelse		Avd./Trpt. fp
6066509120	2,0 x 110 mm	med sugekontroll	25/375
6066509125	2,5 x 110 mm	med sugekontroll	25/375
6066509130	3,0 x 110 mm	med sugekontroll	25/375
6066509135	3,5 x 110 mm	med sugekontroll	25/375
6066509020	2,0 x 110 med mm, sidehull	med sugekontroll	25/375
6066509025	2,5 x 110 med mm, sidehull	med sugekontroll	25/375
6066509030	3,0 x 110 med mm, sidehull	med sugekontroll	25/375
6066509035	3,5 x 110 med mm, sidehull	med sugekontroll	25/375
6066516120	2,0 x 150 mm	med sugekontroll	25/375
6066516130	3,0 x 150 mm	med sugekontroll	25/375
6066516140	4,0 x 150 mm	med sugekontroll	25/375
6066516121	2,0 x 150 mm	uten sugekontroll	25/375
6066516131	3,0 x 150 mm	uten sugekontroll	25/375
6066516141	4,0 x 150 mm	uten sugekontroll	25/375

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)