

CatAbs™

Bandagering av urostomi med kateter



CatAbs™ bandage är avsett att användas vid bandagering och ev. läckage från suprapubisk urostomi med kateter, som t.ex. Cystofix®.

(Obs! CatAbs är ej avsedd för Gastrostomier!)

Bandaget är tillverkat av ett luft- och lukttätt plastlaminat som innehåller en mjuk superabsorbent. Bandaget fäster vid huden med en hudvänlig hydrokolloid och har en slits som underlättar placering runt katetern. Slitsen öppnas och stängs med medföljande tejp. CatAbs™ kan sitta på huden 2 - 3 dagar och tål även duschning. Kontrollera bandaget ofta och byt vid behov.

CatAbs™ finns i två hålstorlekar; 3 och 7 mm. Observera att hålen är relativt flexibla och passar därför även något större kateterstorlekar.

Art.nr.	Skin X CatAbs™ Ø 70 mm	French	Absorption
204641	Hålstorlek 3 mm	ca. 9F	10 ml
204642	Hålstorlek 7 mm	ca. 20F	10 ml

30 stycken i varje förpackning