



# Slangsystem - engångs

- För Anestesi och Intensivvård
- Kompletta system med Y-stycken, knän med monitoreringsport, anslutningsmuffar och slangar (slangar, kopplingsstycken och slang på rulle finns som tillbehör)
- Samtliga slangar är diffusionstäta för narkosgas
- Uppfyller standard: EN 5367:2014
- Osterila

## Andningssystem


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014196	Barn, längd 160 cm, ID 15 mm	30/30	

Material: Slang: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Propp: PE


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014197	Vuxen, med löstagbart och roterbart knä, 160 cm, ID 22 mm	20/20	
6014198	Vuxen med löstagbart och roterbart knä, 240 cm, ID 22 mm	20/20	

Material: Slang: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Propp: PE/TC - O-ring: Silikon

## Andningssystem, expanderbart

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014199	Expanderbart, 90-270 cm, fast Y, löstagbart knä, med port, ID 22 mm	20/20	


Material: Slang: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Propp: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014204	Inkl latexfri andningsblåsa 2 L, längd 90-270 cm, ID 22 mm, expanderbar förlängningsslang 30-150 cm	30/30	


Material: Slang: PE+EVA - Konnektorer PE/PP - Propp: PE - Andningsblåsa: Neopren

Avd.förp = min.kvant/best

## Andningssystem, koaxialt


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014201	Längd 180 cm. Löstagbart knä, mätport och expanderbar slang, 50 cm på expirationssidan. ID 25 mm ytterslang 15 mm innerslang	20/20	

Material: Slang: PE+EVA / PP+EVA - Konnektorer PE/PP - Propp: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014202	Längd 270 cm med knä, mätport och expanderbar slang, 50 cm på expirationssidan. ID 25 mm ytterslang, 15 mm innerslang	20/20	


Material: Slang: PE+EVA / PP+EVA - Konnektorer PE/PP - Propp: PE

## Förlängningsslang


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014200	Till expanderbart andningssystem 30-150 cm, ID 22 mm	50/50	
6014240	Till expanderbart andningssystem 50-240 cm, ID 22 mm	50/50	

Material: Slang: PP+EVA - Konnektor: PE


## Kopplingsstycken

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014224	Rak konnektor för narkosslang, 22 YD/15 ID; 22 ID/15 ID	50/100	


Material: Konnektor: PP

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014225	Rak konnektor för narkosslang 22 YD/15 ID; 22 ID	50/100	
6014226	Rak konnektor för narkosslang 22 YD/15 ID; 15 ID	50/100	

Material: Konnektor:PP/K-Resin


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014228	Y-stycke rakt 22 YD/15 ID YD 22 mm	50/100	

Material: Y-stycke: PE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014229	Y-stycke rakt 22 YD/15 ID, parallellt YD 22 mm	50/100	

Material: Y-stycke: PE

## Slang på rulle

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014186	Slang på rulle, 25 m, cuff var 15 cm YD 22 mm	1/1	

Material: Slang på rulle: PE+EVA

Avd.förp = min.kvant/best