

Treveis stoppekran og fordelere

- Blod-, medikament- og lipidresistent i opptil 72 timer
- Selvutløsende, roterende luer-lock
- Kan brukes alene, eller med forlengelser
- Roterende funksjon på bestemte artikler
- Flowstop med hydrofobt filter som forenkler fyllingen og reduserer risikoen for lekkasje og kontaminering
- PVC-fritt eller PVC DEHP-fritt materiale
- Slange 2,9 x 4,1 mm eller 1 x 2 mm (ID x YD)
- Fordeler med/uten plate
- Fargekodede treveis stoppekraner gir sikrer identifikasjon av infusjonslinjer
- Tilgjengelig med tilbakeslagsventil og/eller nålefri kobling
- MR-kompatibel



Treveis stoppekran

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MP0436	Treveis stoppekran	PVC-fri	40*/600
60MP0437	Treveis stoppekran, roterende	PVC-fri	40*/600

Treveis stoppekran med forlengelse, lavt volum slange 1 x 2 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL04100110	Treveis stoppekran med forlengelse, 12 cm	PVC-fri	20/300*
60MP04100521	Treveis stoppekran med forlengelse, 12 cm	PVC-fri	30*/450

Treveis stoppekran med forlengelse 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL04100607	Treveis stoppekran med forlengelse, 7 cm	PVC-fri	30*/450
60MR04100610	Treveis stoppekran med forlengelse, 12 cm	PVC-fri	30*/450
60MR04100610S	Treveis stoppekran med forlengelse, 12 cm, roterende	PVC-fri	30*/450
60MR04100625	Treveis stoppekran med forlengelse, 25 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100650	Treveis stoppekran med forlengelse, 50 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100675	Treveis stoppekran med forlengelse, 75 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100601	Treveis stoppekran med forlengelse, 100 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100410T	Treveis stoppekran med forlengelse, 100 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100601S	Treveis stoppekran med forlengelse, 100 cm, roterende	PVC-fri	10/100*

Fordeler 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR04102000	2 stk. treveis stoppekranter	PVC-fri	20*/300
60MR04104000	4 stk. treveis stoppekranter	PVC-fri	10/100*
60MR04104016V	4 stk. treveis stoppekranter, 2 stk. tilbakeslagsventiler, 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*

Fordeler med plate 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR04103000	3 stk. treveis stoppekranter	PVC-fri	10/50*
60MR04103025	3 stk. treveis stoppekranter + 25 cm forlengelse	PVC-fri	10/50*
60SRL04103150	3 stk. treveis stoppekranter + 150 cm forlengelse	PVC-fri	5/50*
60MR04105025	5 stk. treveis stoppekranter + 25 cm forlengelse	PVC-fri	50/50*
60SRL04105150	5 stk. treveis stoppekranter + 150 cm forlengelse	PVC-fri	50/50*

Fordeler m. plate og nålefri kobling 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL04103000K	3 stk. treveis stoppekraner med nålefri kobling	PVC-fri	5/50*
60SRL04105000K	5 stk. treveis stoppekraner med nålefri kobling	PVC-fri	50/50*
60SRL04103150K	3 stk. treveis stoppekraner med nålefri kobling og 150 cm forlengelse	PVC-fri	5/50*
60SRL04105150K	5 stk. treveis stoppekraner med nålefri kobling og 150 cm forlengelse	PVC-fri	50/50*
60SRL82115P	6 stk. treveis stoppekraner med nålefri kobling og 180 + 12 cm forlengelse	PVC-fri	50/50*

Materiale: Slange: TPE Treveis stoppekran/fordeler: PC/HDPE/PSU Luer-lock: PE	Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Beskyttende hette: PE Tilbakeslagsventil: SAN/silikon Nålefri kobling: PC/silikon	Sterilisering: EO Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling
--	---	---