

Slangekoblinger – engangsbruk

- For åndedrettssystem
- Koblingsstykker mellom åndedrettssystemet og pasienten til engangsbruk
- Dobbeltleddet koblingsstykker med port for sugekateter og monitorering, «sealaround» port.
- Ekspanderbare koblingsstykker kan tilpasses iht. posisjon og lengde
- Ikke-steril

Koblingsstykke

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014232	Slange med 3 mm sugeport og bronkoskopiport. 22 YD / 15 ID:15 YD, 8,5 mm monitoreringsport	50/100	

Materiale: Kobling: PP – O-ring: silikon – Propp: TC

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014227	Fast vinkelkobling uten monitoreringsport 22 YD / 15 ID, 15 YD	50/100	

Materiale: Kobling: PP

Fleksibel slange

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014234	Rett, 18 cm, 15 YD; 15 ID/22YD Dead space 30 ml	50/100	

Materiale: Slange: PE+EVA – Konnektorer: PCL/K-Resin

Avd.pkn. = min.kvant/best

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014235	Ekspanderbar, rett, 13–18 cm, 22 YD / 15 ID, 22 ID Dead space 48 ml	100/100	

Materiale: Slange: PE – Kobling: K-Resin

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014236	Ekspanderbar, 13–18 cm, koblingsstykke med slange og sugeport, 22 YD/15 ID, 15 YD Dead space 53 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP+EVA – Konnektorer: PP/PCL – Propp: TC – O-ring: Silikon

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014237	Ekspanderbar, 13–18 cm, koblingsstykke med slange og sugeport, 22 YD/15 ID, 22 ID Dead space 49 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP – Koblinger: PP/PE – Propp: TC – O-ring: Silikon

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014238	Rett, 18 cm, koblingsstykke med slange og sugeport, 22 YD/15 ID, 22 ID Dead space 56 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP+EVA – Konnektorer: PP/PE – Propp: TC – O-ring: Silikon

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014239	Rett, 18 cm, kobling med slange 22 YD / 15 ID, 15 YD Dead space 31 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP+EVA – Konnektorer: PP/PCL – Propp: TC – O-ring: Silikon

Avd.pkn. = min.kvant/best