



# Uni-Graft W AORTIC ARCH

## P.A.S.S Permanent Arch Stabilizing System

- Vävd Polyester singel velour
- Gelatin impregnerad
- Aortic Arch finns i 90° böj från 26-32 mm
- P.A.S.S teknologi
- Anatomisk anpassning
- Hög styrka och flexibilitet



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
1106801	90° - 26 mm	1/1
1106803	90° - 28 mm	1/1
1106806	90° - 30 mm	1/1
1106808	90° - 32 mm	1/1