




Trans- / Intratympanisk Injektionskanyl

Ny specialutvecklad kanyl för att underlätta injektioner i mellanörat.
Kanylen är 90 mm lång, har en specialspets som är ca 2 mm och en diameter på 0,4 mm.
Tekniken "rör i rör" används för att få ett naturligt stopp mot trumhinnan vid injektion.
Design - Prof Måns Magnusson, Lund Universitetssjukhus.

Artikelnr	mm	Färg	Koppling	Avd./Trpt. fp
6066590	0,4 x 90 mm	lila	luer-lock	10/900

Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
Avd.fp = min.kvant/best

Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com