

SnapOn™ UroBa®

Urostomipose i to deler med tilbakeslagsventil
og myk tappe propp



SnapOn™ UroBa® er et 2-delt system med tømbare urostomiposer. De har en tilbakeslagsventil som forhindrer urin i å strømme tilbake til stomien, og en myk tappe propp som gjør posen enkel å tømme.

SnapOn™-poser har et fingergrep på toppen av festeringen. Bruk dette når du fjerner posen fra ringen på platen. Posen har hemper til belte på begge sider av festeringen.

SnapOn™-posene passer til alle SnapOn™ hudbeskyttende plater, selv convex. SnapOn™-hudbeskyttende plate har to lag med klebrig hydrokolloid, som gir fleksibilitet og reduserer risikoen for lekkasje. De har også en krage som gjør det enklere å koble SnapOn™-posen til den medfølgende ringen.

Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. SnapOn™ UroBa® er tilgjengelig i størrelsen Midi med to forskjellige diametere på ringen, 45 mm og 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ UroBa® MIDI, vol. ca. 300 ml
220367	Ringens diameter 45 mm
220369	Ringens diameter 57 mm

30 stk. per pakke. Kobling til nattpose følger med.