

KoloBa™

Den första kolostomipåsen med extra skyddat filter



KoloBa™ kolostomipåse är en vidareutveckling av de traditionella kolostomipåsarna och har ett extra skyddat kolfilter. Kolfiltret i alla KoloBa™ påsar skyddas av en unik extra mellanvägg med luftkanaler. Det minskar kraftigt risken för att filtret täcks eller sätts igen eller att tarminnehåll tränger ut genom filtret. Om påsen blåser upp sig (s.k. ballooning) pressar man lätt med handen på påsen så att luftkanalerna öppnas och luften passerar kontrollerat ut genom filtret.

KoloBa™ har en 2-lagers hydrokolloidhäfta för följsam passform och maximal läckagekontroll. Påsen är täckt av ett mjukt non-woven skikt som är delbart på framsidan för inspektion. KoloBa™ finns i storlekarna Mini, Midi och Maxi med både uppklippbara och förstansade hudskyddsplattor.

Art.nr.	KoloBa™ MINI volym 100 ml Hålstorlek	Art.nr.	KoloBa™ MIDI volym 200 ml Hålstorlek	Art.nr.	KoloBa™ MAXI volym 300 ml Hålstorlek
203070	15-50 mm	203077	15-60 mm	253716	15-60 mm
203072	25 mm	203079	25 mm	257097	20 mm
203073	30 mm	203080	30 mm	257121	25 mm
203074	35 mm	203081	35 mm	257824	30 mm
		203082	40 mm	257881	35 mm
		203084	45 mm	267211	45 mm

30 stycken i varje förpackning