

# SnapOn™ Konvex Hudbeskyttelsesplade med krave



Løftbar koblingsring med bælg

**SnapOn™** konveks hudbeskyttelsesplade til 2-dels systemer (SnapOn™ KoloBa™; SnapOn™ IloBa® og SnapOn™ UroBa®). SnapOn™ konveks hudbeskyttelsesplade har en todelt hæfteplade, dvs.

den har en kombination af to klæbende hydrokolloider med forskellige egenskaber. Hydrokolloiden nærmest stomien (den mørkeste) kan tilpasses. Den har stor absorptionsevne og svulmer op, så tætningen omkring stomien bliver optimal. Hydrokolloiden nærmest kanten (den lyseste) er tyndere, så den kan følge hudens bevægelser og fæstner ekstra godt.

SnapOn™ konveks-koblingspladen har en krave, der gør sammenkoblingen løftbar, og en lille bælg (konveksitet), som letter monteringen af posen. Den konvekse plade er lettere at fæstne rundt om en tilbagetrasket stomi, og løfteringen gør, at man kan holde igen med fingrene i stedet for at trykke på maven!

SnapOn™ konveks hudbeskyttelsespladerne passer til alle SnapOn™ poserne. De findes som både opklipelige og forstansede og med en ringdiameter på 57 mm.

Art.nr.	SnapOn® KONVEKS hudbeskyttelsesplade Ringdiameter 57 mm
<b>220394</b>	Opklipelig 15-35 mm
<b>220395</b>	Hulstørrelse 20 mm
<b>220396</b>	Hulstørrelse 25 mm
<b>220397</b>	Hulstørrelse 30 mm
<b>220398</b>	Hulstørrelse 35 mm

3 styk i hver pakning