



Metalsug med transparent håndtag

- Til kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Håndtag med eller uden vacuumkontrol
- Engangs. Steril 1-stk pakket i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfrit stål, håndtag af PMMA (plexiglas)

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Varenummer	Beskrivelse		Æske/ Trsp.karton
6066509120	2,0 x 110 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066509125	2,5 x 110 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066509130	3,0 x 110 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066509135	3,5 x 110 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066509020	2,0 x 110 mm, med sidehul	med vacuumkontrol	25/375
6066509025	2,5 x 110 mm, med sidehul	med vacuumkontrol	25/375
6066509030	3,0 x 110 mm, med sidehul	med vacuumkontrol	25/375
6066509035	3,5 x 110 mm, med sidehul	med vacuumkontrol	25/375
6066516120	2,0 x 150 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066516130	3,0 x 150 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066516140	4,0 x 150 mm	med vacuumkontrol	25/375
6066516121	2,0 x 150 mm	uden sugekontrol	25/375
6066516131	3,0 x 150 mm	uden sugekontrol	25/375
6066516141	4,0 x 150 mm	uden sugekontrol	25/375

Æske = mindste kvantitet / bestilling