



Hjælpemidler til intubation

/ i-Bougie

Den alsidige introducer til at lette vanskelig intubation

Egenskaber

Form - Iltning - Intubation

- Iltning, 2 typer O₂-konnektorer inkluderet
- Afrundet, atraumatisk distal spids med laterale åbninger
- Centimetermarkering fra 5 til 40 cm
- Materiale:
 - Lavfriktionsoverflade
 - Tillader formning af i-Bougie





Bestillings- information

i-Bougie / Leveres med 2 typer O2-konnektorer, til engangsbrug, steril

Str.	Længde	Centimetermarkering	Til tracheal tube	Art.nr.	Æske
14 Fr	70 cm	5 to 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33707001	5

Yderligere information



Video



Brochure



Flyer



Annotated Bibliography


/ S-Guide

Formbar intubationsguide til håndtering af vanskelige luftveje

Egenskaber

Formbar- Iltning* – Blød spids

- Iltning, 2 typer konnektorer inkluderet i størrelserne 11 Fr og 15 Fr
 - Præformet, blød og atraumatisk spids
 - Centimetermarkering fra 5 til 40 cm på størrelserne 11 Fr og 15 Fr
 - Centimetermarkering fra 5 til 30 cm på størrelsen 8 Fr
 - Materialets specielle design kombinerer:
 - Formbarhed til at præforme tracheal tuben
 - Stivhed til at manøvrere tracheal tuben
- *Iltning er mulig med størrelserne 11 Fr og 15 Fr. Iltning er ikke mulig med størrelsen 8 Fr





Bestillings- information

S-Guide / Leveres med 2 typer O2-konnektorer, til engangsbrug, steril

Str.	Længde	Centimetermarkering	Til tracheal tube	Art.nr.	Æske
8 Fr	40 cm	5 to 30 cm	≥ 3.0 mm I.D.	33924001	5
11 Fr	65 cm	5 to 40 cm	≥ 4.5 mm I.D.	33916501	5
15 Fr	65 cm	5 to 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33906501	5

Yderligere information



Video



Brochure



Recommendation of use



Annotated Bibliography

/ X-Changer

Til at sikre adgang til luftvejene under udskiftning af tracheal tube



Egenskaber

Blød spids – Iltning – Centimetermarkeringer

- Den stumpe spids er fleksibel og atraumatisk
- Farvekodet for nem størrelsesgenkendelse
- Hult kateter med laterale åbninger til at levere ilt
- Leveres med to typer O₂-konnektorer
- Til sikker bestemmelse af indstiksdybde og tillader korrekt justering med tracheal tuben
- Centimetermarkering fra 5 til 40 cm



3 mm



Length 80 cm

VBM

Bestillings-
information**X-Changer** / Leveres med 2 typer O2-konnektorer, til engangsbrug, steril

Str.	Længde	Centimetermarkering	Til tracheal tube	Art.nr.	Æske
11Fr	80 cm	5 to 40 cm	≥ 4.0 mm I.D.	33428001	5
14 Fr	80 cm	5 to 40 cm	≥ 5.0 mm I.D.	33418001	5
19 Fr	80 cm	5 to 40 cm	≥ 7.0 mm I.D.	33408001	5

Yderligere
information

Video



Brochure





Annotated Bibliography

/ Pocket Introducer

Introducer med den mindst mulige pakkestørrelse

Egenskaber

- Ideel pladsløsning til akuttasker og køretøjer, helikoptere, kittellommer, nødskebe osv.
- Foldet til 20 cm, foldes ud til 65 cm med kun 3 klik
- Klar til brug på få sekunder
- Præformet spids
- Centimetermarkering fra 10 til 40 cm



Bestillings-
information**Pocket Introducer /** Til engangsbrug, steril

Str.	Længde	Centimeter markering	Til tracheal tube	Art.nr.	Æske
15 Fr	65 cm	10 to 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33806501	5

Pocket Introducer / I robust plastikbeholder, til engangsbrug, steril

Str.	Længde	Centimeter markering	Til tracheal tube	Art.nr.	Æske
15 Fr	65 cm	10 to 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33816501	1

Yderligere
information

Video



Annotated Bibliography

/ Stylet

Til at præforme tracheal tuben



Egenskaber

- Blød, atraumatisk spids
- Med og uden bevægelig silikonekonnektor



Bestillings-
information

Stylet / Flergangs

Str.	Længde	Til tracheal tube	Uden silikone- konnektor	Æske	Med bevægelig silikone- konnektor (15 mm I.D.)	Æske
Small	34 cm	2.5–3.5 mm I.D.	Art.nr. 9010111	25	Art.nr. 9010001	10
Medium	38 cm	4.0–4.5 mm I.D.	Art.nr. 9010222	25	Art.nr. 9010002	10
Large	45 cm	5.0–6.5 mm I.D.	Art.nr. 9010333	25	Art.nr. 9010003	10
Large	45 cm	7.0–11.0 mm I.D.	Art.nr. 9010444	25	Art.nr. 9010004	10

Yderligere
information



Annotated Bibliography

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



Yderligere
information

Find our full range of products on **www.vbm-medical.de**.

Here you will find our media centre with additional information such as application videos, brochures, flyer etc.

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.

The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

VBM **Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Connect with us:



CE 0123

FLY013_3.0_EN