



danumed® Enterale sprøjter, til engangsbrug

*danumed® Enterale sprøjter, til engangsbrug, med
ENFit®-hunkonnektor i henhold til DIN EN ISO 80369-3*

*Til indgivelse af enteral ernæring, medicin,
væsker, skylning og dekompression*

*Stort udvalg af størrelser til brug
til nyfødte, børn og voksne*



KOMFORT

Komfortabel håndtering for brugeren

- Gennemsigtig sprøjtecylinder til at se indholdet
- Præcis aflæselig og holdbar gradering
- Sikker greb med riflet grebsplade
- Jævn bevægelse af stemplet
- Mærkbart sikkerhedsstop for at forhindre utilsigtet fjernelse af stemplet

danumed® lukkeprop

En størrelse passer til alle:
Universel lukkeprop til
alle størrelser af danumed®
enterale sprøjter



SIKKERHED

Stor sikkerhed for patienten

- ENFit® kobling reducerer risikoen for fejlkobling
- „Low-dose“ tip i 1 ml, 3 ml og 5 ml sprøjter
- Biokompatibelt materiale af høj kvalitet, der er fri for latex, PVC, DEHP og BPA
- Valideret gradering for præcis målenøjagtighed



danumed® enterale sprøjter til engangsbrug er individuelt sterilt emballerede og fås i standardstørrelser på 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml og 100 ml. Andre størrelser kan fås efter anmodning.

Sikre produkter i henhold til standarderne:
ISO 80369-3, ISO 7886-1, ISO 20695

danumed® enterale sprøjter, til engangsbrug

REF	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antal/ salgsenhed	latexfri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1021 0110	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids, lavdosis spids og ENFit®	1 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0310	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids, lavdosis spids og ENFit®	3 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0510	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids, lavdosis spids og ENFit®	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0500	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids og ENFit®	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 1000	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids og ENFit®	10 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 2000	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids og ENFit®	20 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 6001	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med excentrisk spids og ENFit®	60 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 9900	danumed® enteralsprøjte, til engangsbrug, med centrisk spids og ENFit®	100 ml	25	•	•	•	•

Alle produkter er engangsprodukter og individuelt sterilt emballerede. Yderligere størrelser kan fås efter anmodning.

danumed® lukkeprop

REF	Produktbeskrivelse	Størrelse/ længde	Antal/ salgsenhed	latexfri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1021 0055	danumed® lukkeprop til ernæringssprøjter, ENFit®	one size	100	•	•	•	•

Alle produkter er engangsprodukter og individuelt sterilt emballeret.

Relaterede produkter til danumed® Enterale sprøjter, til engangsbrug:



danumed®
lukkeprop



danumed® Forlængersæt
til knapsonde



danuButton®
Gastrostomi knapsonde

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

danumed Medizintechnik GmbH –
Individuelle løsninger er vores standard.

Vi er en innovativ, tysk medicoteknisk virksomhed med de højeste kvalitetsstandards, mange års ekspertise inden for enteral ernæring og et klart kundefokus. Vi opfylder også individuelle kundeønsker med fleksibilitet og pålidelighed. Personligt, kompetent, samarbejdsorienteret.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE