



## Metalsug med transparent håndtag - Ferg

- Til kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Med eller uden sidehul
- Håndtag med vakuumpkontrol
- Engangs. Steril 1-stk pakket i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfrit stål, håndtag af PMMA (plexiglas)

Varenummer	mm	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066501020	2,0 x 150	uden sidehul	25/375
6066501030	3,0 x 150	uden sidehul	25/375
6066501040	4,0 x 150	uden sidehul	25/375
6066511020	2,0 x 150	med sidehul	25/375
6066511030	3,0 x 150	med sidehul	25/375
6066511040	4,0 x 150	med sidehul	25/375
6066501030BP	3,0 x 150, Big pack	uden sidehul	20 (2x10) / 600
6066501040BP	4,0 x 150, Big pack	uden sidehul	20 (2x10) / 600

Æske = mindste kvantitet / bestilling