


TOURNIQUET ÆRMER

Til beskyttelse af patienten

- Beskytter det bløde væv under manchetten
- Reducerer rynker og sammenklemning af det bløde væv
- Steril og ikke-steril version
- Farvemarkeret efter størrelse
- Til engangsbrug
- Fås i 8 størrelser



Tourniquet ærmer

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenr. Ikke steril	Varenr. steril	Ekstremitet	Farve	Æske/Trsp.karton
23-00-700	23-00-700-1	≤ 20 cm		1/10
23-00-710	23-00-710-1	≤ 30 cm		1/10
2300711	23007111	≤ 35 cm		1/10
2300712	23007121	≤ 46 cm		1/10
2300722	23007221	≤ 61 cm		1/10
2300727	23007271	≤ 76 cm		1/10
2300728	23007281	≤ 86 cm		1/10
23-00-729	23-00-729-1	≤ 107 cm		1/10

Video


VBM

Mediplast A/S
 Marielundvej 46E, 2730 Herlev
 Tel 43 44 40 00
 info.dk@mediplast.com

[mediplast.com](https://www.mediplast.com)