



Forhandler:

MEDI PLAST


Medioplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00

mediplast@mediplast.no

www.mediplast.com



Produktdatablad

Beskyttelsespose med forsegling

Referanse(r)

Varenummer	Størrelse cm	Antal/fp.
MDS100815	20 x 30	1000
MDS100825	30 x 50	500
MDS100830	40 x 55	500
MDS100835	40 x 75	250
MDS100840	60 x 75	250
MDS100845	63 x 94	100

Beskrivelse

Beskyttelsesposen beskytter de steriliserte instrumentene mot støvpartikler og opprettholder sterilitetsnivået når settet utsettes for ikke-kontrollert miljø.

Beskyttelsesposen kan ikke re-fosegles og må åpnes nedenifra for å forsikre prosessens integritet.

Tilvirket av sterk kvalitets polyetylen som tåler tunge instrumenter.
Stor klaff med forskjøvet kant for bedre grep.
Selvforseglennde.

Materiale

Polyetylen

Forpakning

Se Referanse(r)

Manufacturer

Medline Industries, Inc., Northfield. IL. 60093 USA



© 2019 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

TDS_MDS1008XX_EN_2

01.INT.30.30