















Transparent IV fiksering

MEDIPLAST kan tilby sterile IV-fikserings bandasjer. Den transparente filmen gjør inspeksjon av innstikksstedet mulig og rammesystemet gjør håndtering og applisering enkelt. Bandasjene har hypoallergen lim for å minimere risken for hudirritasjon. Filmen har en bakterie- og virusbarriere og er vannavvisende og semipermeabel, som tillater huden å "puste".

Artikkel.nr.	Beskrivelse	Avd/Trpt.fp.
60702101	<p>IV-fiksering 5 x 5,7 cm</p> <p>Anvendelig for barn.</p> <p>Rammesystem, dyp splitt og fikseringsteip.</p> 	 <p>100/3000</p>
60702102	<p>IV-fiksering 7 x 8,5 cm</p> <p>Rammesystem, dyp splitt og fikseringsteip.</p> 	 <p>100/1800</p>
60702103	<p>IV-fiksering 10 x 12 cm</p> <p>Rammesystem, splitt og fikseringsteip.</p> 	 <p>100/1200</p>



Artikkel.nr.	Beskrivelse	Avd/Trpt.fp.
60702104	<p>IV-fiksering 8,5 x 11,5 cm</p> <p>Rammesystem, dyp splitt og fikseringsteip. Ikke heftende håndtak for lettere håndtering.</p> 	 <p>50/1200</p>
60702105 60702108	<p>IV-fiksering 10 x 15,5 cm</p> <p>IV-fiksering 7 x 9 cm</p> <p>Rammesystem, dyp splitt og fikseringsteip. Ikke heftende håndtak for lettere håndtering</p> 	 <p>50/800 50/1200</p>
60702106	<p>IV-fiksering Universal 6 x 7 cm</p> <p>Rammesystem og liten splitt.</p> 	 <p>100/2400</p>
60702107	<p>IV-fiksering Universal 8,5 x 10,5 cm</p> <p>Rammesystem, splitt og fikseringsteip.</p> 	 <p>100/1600</p>

Avd.fp = min.kvant/best