



Metalsug / Knopkanyle

- Til kirurgisk indgreb og undersøgelse i bl.a. næsen
- Olivenformet tip for a-traumatiske indgreb
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfrit stål, krave af polypropylen (PP)

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Varenummer	Arbejds længde	Farve	Æske/Trsp.karton
6066510070	1,0 x 70 mm	brun	10/900
6066510080	1,0 x 80 mm	brun	10/900
6066510100	1,0 x 100 mm	brun	10/900
6066514070	1,4 x 70 mm	hvid	10/900
6066514080	1,4 x 80 mm	hvid	10/900
6066514100	1,4 x 100 mm	hvid	10/900
6066517070	1,7 x 70 mm	grå	10/900
6066517080	1,7 x 80 mm	grå	10/900
6066517100	1,7 x 100 mm	grå	10/900
6066520070	2,0 x 70 mm	grøn	10/900
6066520080	2,0 x 80 mm	grøn	10/900
6066520100	2,0 x 100 mm	grøn	10/900

Varenummer	Total længde	Farve	Æske/Trsp.karton
6066500510	1,0 x 60 mm	brun	10/900
6066500514	1,4 x 60 mm	hvid	10/900
6066500520	2,0 x 60 mm	grøn	10/900

Æske = mindste kvantitet / bestilling

Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com