

Slangsystem – flergångsbruk

- För Anestesi och Intensivvård
- Silikonmuffar, slät insida, spiralformad utsida
- Kan desinficeras i autoklav upp till 134°C
- Samtliga slangar är diffusionstäta för narkosgas
- Sterila

Hytrelslang, barn

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014187	30 cm, muff / ID 15 mm	10/50
6014188	80 cm, muff / ID 15 mm	10/50
6014189	150 cm, muff / ID 15 mm	10/20
6014190	180 cm, muff / ID 15 mm	10/20



Material: HYTREL i mjuk polyester - silikonmuffar

Hytrelslang, vuxen

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014191	30 cm, muff / ID 22 mm	10/50
6014192	80 cm, muff / ID 22 mm	10/50
6014193	150 cm, muff / ID 22 mm	10/20
6014194	180 cm, muff / ID 22 mm	10/20



Material: HYTREL i mjuk polyester - silikonmuffar

Avd.förp = min.kvant/best