

# FÄRGKODNING MÄRKNING AV STERISSET CONTAINER



## Aluminiumbrickor och handtag

På Steriset container finns möjlighet att färgkoda med aluminiumbrickor i åtta olika färger. Det finns möjlighet att placera upp till 2 aluminiumbrickor per container. Text på aluminiumbrickan finns som tillval. Till Steriset container finns möjlighet att färgkoda handtagen exempelvis efter storlek. Alla Steriset containers kommer i grundutförande med grått handtag med färgade handtag som tillval.

I den fasta hållaren på Steriset containern kan färdiganpassade etiketter monteras.



## Etiketthållare

På kortsidan av Steriset containern kan en horisontell etiketthållare monteras, denna är avtagbar. Det finns även horisontell etiketthållare för fast montering på långsidan att tillgå.

